

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les symboles sur la page Web suivante : www.draeger.com/md-symbols

Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

Consulter la notice d'utilisation

Ne pas réutiliser

Pression ambiante

Date de péremption

Date de fabrication

Numéro de lot

Quantité

Ne pas utiliser l'appareil si l'emballage est endommagé

Sortie

Tenir à l'abri des rayons du soleil

Ne pas ouvrir avec un couteau

Limite de température

Humidité relative

Non stérile

Fabricant

Référence de pièce

Tenir à l'abri de la pluie

Informations sur le recyclage de l'emballage

Le produit est un dispositif médical (procédure d'évaluation de la conformité CE)

Domaine d'application

Connecteur des voies aériennes pour l'acheminement des gaz respiratoires entre le système patient et l'interface patient (par exemple, sonde endotrachéale, masque) d'un patient ventilé mécaniquement.

Compatibilité du système

Ce dispositif médical est testé au niveau de sa compatibilité et validé pour une utilisation avec des appareils principaux spécifiques, p. ex. Evita Infinity V500.

Pour plus d'informations sur les compatibilités du système, se référer aux listes d'accessoires des appareils principaux ou autres documents délivrés par Dräger.

Installation

AVERTISSEMENT

Risque de dysfonctionnement

Les obstructions, dommages et corps étrangers peuvent causer un dysfonctionnement.

Vérifier l'absence d'obstructions, de dommages et de particules étrangères sur tous les composants du système avant l'installation.

Ce dispositif médical doit uniquement être utilisé côté patient. Connecter le connecteur côté appareil (D) de l'ErgoStar au raccord patient du circuit patient. Si un filtre ou un échangeur de chaleur et d'humidité est utilisé, l'insérer entre le connecteur des voies aériennes et le circuit patient.

Vérifier que tous les raccords, y compris le port d'aspiration et de bronchoscopie (B), ainsi que le port d'échantillonnage de gaz (C), sont bien fixés et étanches.

AVERTISSEMENT

Effectuer un autotest de l'appareil principal incluant un test de fuite une fois le circuit patient (tuyau, filtre/HME, etc.) complètement installé et avant de l'utiliser sur le patient.

REMARQUE

Retirer le bouchon de protection (A) du connecteur côté patient immédiatement avant de l'utiliser sur le patient.

ATTENTION

Lors du réglage des paramètres de ventilation, prendre l'espace mort ajouté (volume interne) en compte. Le type de connecteur des voies aériennes qui est approprié et l'effet de l'espace mort ajouté doit être jugé par un médecin sur la base d'un patient individuel.

Le port d'échantillonnage de gaz doit uniquement être utilisé pour le monitoring du gaz respiratoire et des gaz anesthésiques.

Le port d'aspiration et de bronchoscopie doit uniquement être utilisé pour l'aspiration et la bronchoscopie.

ATTENTION

Lorsque le port d'aspiration ou de bronchoscopie est utilisé, il doit uniquement être ouvert immédiatement avant l'introduction du cathéter d'aspiration ou du bronchoscope en raison du haut risque de fuite et d'une ventilation insuffisante du patient. Pour la même raison, il doit être immédiatement fermé après le retrait du cathéter d'aspiration ou du bronchoscope. Vérifier que tous les raccords sont bien fixés et étanches.

AVERTISSEMENT

L'introduction des gaz ou des liquides via le port d'échantillonnage de gaz ou le port d'aspiration et de bronchoscopie peut entraîner de graves blessures du patient.

AVERTISSEMENT

Vérifier régulièrement l'absence de liquides ou d'accumulation de sécrétion à l'intérieur du dispositif médical. Des liquides ou des sécrétions peuvent entraîner une résistance accrue ou pénétrer dans les voies aériennes du patient.

ATTENTION

Risque de blessures du patient

L'ajout de composants supplémentaires ainsi que l'utilisation de composants incompatibles peuvent augmenter la résistance inspiratoire et expiratoire et nuire aux performances du ventilateur.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Associées à de l'oxygène ou du protoxyde d'azote, les sources d'inflammation, comme les appareils d'électrochirurgie et de chirurgie au laser, peuvent provoquer des incendies. Afin de protéger le patient et les utilisateurs, empêcher les fuites des tuyaux transportant de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.

Avant de commencer une opération d'électrochirurgie ou de chirurgie au laser, purger l'environnement proche des pièces transportant du gaz (sonde endotrachéale, masque, pièces en Y, tuyaux, filtre et ballon manuel) avec suffisamment d'air (<25 % d'O₂) ; purger également sous les champs opératoires.

Risque de pincement

Afin de ne pas endommager le circuit patient, maintenir une distance d'au moins 200 mm (7,9 in) entre les tuyaux acheminant l'oxygène ou le protoxyde d'azote et une possible source d'inflammation (p. ex. des appareils d'électrochirurgie ou de chirurgie au laser).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures du patient

Un raccord Luer Lock doit être utilisé exclusivement pour le monitoring du gaz. Toute autre utilisation du raccord Luer Lock peut mettre en danger le patient.

ATTENTION

Ne pas utiliser de désinfectants sur le connecteur, le matériau du connecteur étant sensible à ces substances.

REMARQUE

Lorsque le raccord Luer Lock n'est pas utilisé, il doit être fermé avec son bouchon.

Le circuit patient peut être utilisé avec les gaz et agents anesthésiques suivants : sévoflurane, halothane, desflurane, isoflurane, enfurane.

Durée d'utilisation

Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de remplacer régulièrement le dispositif médical conformément aux réglementations en matière d'hygiène.

AVERTISSEMENT

Le dispositif médical a été conçu, fabriqué et testé spécialement pour un usage unique. Il est interdit de réutiliser, retraiter et stériliser le dispositif médical. La réutilisation, le retraitement ou la stérilisation de ce dispositif médical peuvent causer son dysfonctionnement et blesser le patient.

REMARQUE

Ce dispositif médical a été conçu, fabriqué et testé pour un usage unique et pour une période maximale d'utilisation de 7 jours.

Élimination

AVERTISSEMENT

Après utilisation, le dispositif médical doit être éliminé conformément aux réglementations hospitalières en vigueur en matière d'hygiène et d'élimination des déchets.

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes

Pendant le stockage et le transport

Température

Humidité

Pression ambiante

-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

5 à 95 % (sans condensation)

500 hPa à 1200 hPa (7,3 psi à 17,4 psi)

En service

Température

Humidité

Pression ambiante

10 à 40 °C (50 à 104 °F)

5 à 95 % (sans condensation)

500 à 1200 hPa (7,3 à 17,4 psi)

Classification des dispositifs médicaux en Europe

Code UMDNS

Universal Medical Device Nomenclature System – Nomenclature des dispositifs médicaux

Classe Ila

14-080

MP01840

Patients adultes

MP01845

Patients adultes

MP01850

Patients adultes

Matériau

Longueur du tuyau

PP, SBC, PE, SEBS

10 cm (4 in)

PP, SBC, PE, SEBS

15 cm (6 in)

PP, SBC, PE, SEBS

10 à 16 cm (4 à 6,3 in)

Caractéristiques de performance

Volume interne

Page de volume courant recommandée

Résistance insp./exp.

26 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

34 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

25 à 44 mL

Fuite à 30 mbar et 60 mbar

Compliance à 30 mbar et 60 mbar

<2,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,7 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,3 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,2 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<2,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,7 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,3 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<2,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,7 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,3 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,2 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

MP01855

Patients adultes

MP01860

Patients pédiatriques

MP01890

Patients adultes

Matériau

Longueur du tuyau

PP, SBC, PE, SEBS

15 cm (6 in)

PP, SBC, PE, SEBS

10 cm (4 in)

PP, SBC, PE, SEBS

- - -

Caractéristiques de performance

Volume interne

Page de volume courant recommandée

Résistance insp./exp.

31 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

16 mL

50 à 300 mL

≥300 mL

≥300 mL

7 mL

Fuite à 30 mbar et 60 mbar

Compliance à 30 mbar et 60 mbar

<0,6 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,6 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,6 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<25 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

MP01895

Patients adultes

MP01895

Patients adultes

MP01895

Patients adultes

Matériau

Longueur du tuyau

PP, PE, SEBS

15 cm (6 in)

PP, PE, SEBS

10 cm (4 in)

PP, PE, SEBS

- - -

Caractéristiques de performance

Volume interne

Page de volume courant recommandée

Résistance insp./exp.

8 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

8 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

8 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

Fuite à 30 mbar et 60 mbar

Compliance à 30 mbar et 60 mbar

<1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa ou cmH₂O)

<25 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

Ce dispositif médical répond aux exigences définies par la norme ISO 80601-2-13.

Pour vos commandes

Désignation	N° de pièce
ErgoStar CM 40	MP01840
ErgoStar CM 45	MP01845
ErgoStar CM 50	MP01850
ErgoStar CM 55	MP01855
ErgoStar CM 60	MP01860
ErgoStar AC 90	MP01890
ErgoStar AC 95	MP01895

es

Instrucciones de uso

ErgoStar

Conector de vías respiratorias

Marcas comerciales

Marcas comerciales propiedad de Dräger

Marcas comercial

ErgoStar

La siguiente página web proporciona una lista de los países donde están registradas las marcas: www.draeger.com/trademarks

Definiciones de información de seguridad

ADVERTENCIA
Un mensaje de ADVERTENCIA proporciona información importante sobre una situación potencialmente peligrosa, la cual puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

PRECAUCIÓN
Un mensaje de PRECAUCIÓN proporciona información importante sobre una situación potencialmente peligrosa, la cual puede provocar lesiones menores o moderadas al usuario o al paciente o bien daños en el dispositivo médico u otros objetos en caso de no evitarlos.

NOTA
Una NOTA proporciona información adicional para evitar inconvenientes durante el manejo.

Requisitos del grupo de usuarios

El término "grupo de usuarios" describe al personal responsable a quien la entidad explotadora ha encomendado la realización de tareas especiales en el producto.

Deberes de la entidad explotadora

La entidad explotadora debe asegurarse de lo siguiente:

- Cada grupo de usuarios tiene las cualificaciones necesarias (p. ej., se ha sometido a una formación especializada o ha adquirido conocimientos especializados mediante la experiencia profesional).
- Cada grupo de usuarios ha sido formado para realizar la tarea.
- Cada grupo de usuarios ha leído y comprendido los capítulos relevantes de este documento.

Grupos de usuarios
Usuarios clínicos
Este grupo de usuarios utiliza el producto de acuerdo con el uso previsto.
Los usuarios tienen conocimientos médicos especializados en la aplicación del producto.

Para su seguridad y la de sus pacientes

ADVERTENCIA

Riesgo de funcionamiento incorrecto y uso inadecuado

Cualquier modo de utilización del dispositivo médico requiere la perfecta comprensión y el estricto seguimiento de todos los apartados de estas instrucciones de uso. El dispositivo médico solo debe utilizarse para la finalidad especificada en Uso previsto. Respete estrictamente todas las indicaciones de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN de estas instrucciones de uso y todas las indicaciones en las etiquetas del dispositivo médico.

El incumplimiento de estas indicaciones informativas de seguridad constituye un uso incoherente del dispositivo médico con respecto a su uso previsto.

ADVERTENCIA

Para evitar contaminación y suciedad, el dispositivo médico debe permanecer embalado hasta que esté listo para utilizarse. No utilice el dispositivo médico si el embalaje está dañado.

ADVERTENCIA

La instalación en el dispositivo básico tiene que efectuarse de acuerdo con las instrucciones de uso del dispositivo básico, en el cual se utilizará este equipo médico. Asegúrese de que la conexión con el sistema del dispositivo básico sea segura.

ADVERTENCIA

No modifique el dispositivo médico. Las modificaciones pueden dañar o menoscabar el funcionamiento adecuado del dispositivo, lo cual puede provocar lesiones en el paciente.

PRECAUCIÓN

Los dispositivos médicos no están disponibles individualmente. En el paquete clínico solo se incluye una copia de las instrucciones de uso, por lo cual, las mismas tienen que guardarse en un lugar accesible para los usuarios.

Notificación obligatoria de acontecimientos adversos

Los acontecimientos adversos graves con este producto deben ser notificados a Dräger y a las autoridades responsables.

Vista general

MP01840

MP01845

MP01850

MP01855

MP01860

MP01890

MP01895

A

Tapón de protección

B

Puerto de succión y broncoscopia

C

Puerto de muestreo de gas

D

Conector en el lado del dispositivo

Abreviaturas

PP

Polipropileno

PE

Poliétileno

SBC

Copolímero estireno-butadieno

SEBS

Estireno-etileno-butadieno-estireno

Se puede encontrar más información sobre los símbolos en la siguiente página web: www.draeger.com/md-symbols

No fabricado con látex de caucho natural

Consultar las instrucciones de uso

No reutilizar

Presión ambiental

Fecha de caducidad

Fecha de fabricación

Número de partida

Cantidad

No utilizar si está dañado el embalaje

Información de reciclaje para el embalaje

Salida

No exponer a la luz del sol

Limitación de temperatura

Humedad relativa

No estéril

Fabricante

Número de referencia

No exponer a la lluvia

Información de reciclaje para el embalaje

El producto es un dispositivo médico (procedimiento de evaluación de conformidad CE)

MP01840

Patients adultos

MP01845

Patients adultos

MP01850

Patients adultos

Matériau

Longitud del tubo

PP, SBC, PE, SEBS

10 cm (4 in)

PP, SBC, PE, SEBS

15 cm (6 in)

PP, SBC, PE, SEBS

10 a 16 cm (4 a 6,3 in)

Datos de rendimiento

Volume interno

Rango de volumen tidal recomendado

Resistencia insp./exp.

26 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

34 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

25 a 44 mL

Fugas a 30 mbar y 60 mbar

Compliance a 30 mbar y 60 mbar

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

MP01855

Patients adultos

MP01860

Patients pediátricos

MP01890

Patients adultos

Matériau

Longitud del tubo

PP, SBC, PE, SEBS

15 cm (6 in)

PP, SBC, PE, SEBS

10 cm (4 in)

PP, SBC, PE, SEBS

- - -

Datos de rendimiento

Volume interno

Rango de volumen tidal recomendado

Resistencia insp./exp.

31 mL

≥300 mL

≥300 mL

≥300 mL

16 mL

50 a 300 mL

≥300 mL

≥300 mL

7 mL

Fugas a 30 mbar y 60 mbar

Compliance a 30 mbar y 60 mbar

<0,6 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,6 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,6 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,4 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<0,1 mbar (hPa o cmH₂O)

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<50 mL/min

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

<1 mL/kPa

NOTA

Retire el tapón de protección (A) del conector del lado del paciente inmediatamente antes del uso del paciente.

PRECAUCIÓN

Cuando ajuste los parámetros de ventilación, tenga en cuenta el espacio muerto (volumen interno) añadido. El tipo de conector de vías aéreas apropiado, así como el efecto del espacio muerto añadido, deben ser juzgados por un médico de manera individual para cada paciente.

PRECAUCIÓN

El puerto de muestreo de gas solo se debe utilizar para la monitorización de gas respiratorio y gases de anestesia.

PRECAUCIÓN

Cuando se utilice el puerto de succión o broncoscopia, solo deberá abrirse inmediatamente antes de la introducción del catéter de succión o el broncoscopio, debido al riesgo de fugas elevadas y de una ventilación insuficiente del paciente. Por el mismo motivo, deberá cerrarse inmediatamente tras la retirada del catéter de succión o el broncoscopio. Compruebe que todas las conexiones están bien ajustadas y firmes.

ADVERTENCIA

La introducción de gases o líquidos por el puerto de muestreo de gas o el puerto de succión y broncoscopia puede provocar graves lesiones al paciente.

ADVERTENCIA

Compruebe regularmente el interior del dispositivo médico respecto a la acumulación de líquidos o secreciones. Los líquidos o las secreciones pueden provocar una mayor resistencia o incluso en las vías respiratorias del paciente.

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones para el paciente

La adición de otros componentes y el uso de componentes incompatibles puede aumentar la resistencia inspiratoria y expiratoria e influir negativamente en el rendimiento del ventilador.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

En combinación con oxígeno u óxido nítrico, las fuentes de ignición, tales como la electrocirugía y los dispositivos de cirugía láser, pueden provocar incendios. Para proteger al paciente y a los usuarios, evite fugas en los tubos que conducen oxígeno u óxido nítrico.

Antes de iniciar la electrocirugía o cirugía láser, limpie las inmediaciones de piezas conductoras de gas (tubo endotraqueal, mascarilla, pieza en Y, tubos, filtros y bolsa de respiración) suficientemente con un chorro de aire (<25 % O₂); haga lo mismo debajo de prendas textiles quirúrgicas.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones para el paciente

Un conector Luer Lock solamente se debe utilizar para la monitorización de gas. Cualquier otro uso del conector Luer Lock puede poner en peligro al paciente.

PRECAUCIÓN

No utilice desinfectantes en el conector, ya que el material del conector es sensible a dichas sustancias.

NOTA

Cuando no es utilizado, el conector Luer Lock tiene que ser sellado con su tapón.

PRECAUCIÓN

El circuito respiratorio se puede utilizar con los siguientes gases y agentes anestésicos: sevoflurano, halotano, desflurano, isoflurano, enfurano.

Periodo de uso

El usuario es responsable de reemplazar con regularidad el dispositivo médico de acuerdo con las normativas de higiene.

ADVERTENCIA

El dispositivo médico se ha diseñado, comprobado y fabricado exclusivamente para un solo uso. El dispositivo médico no debe reutilizarse, reprocesarse o esterilizarse. La reutilización, el reprocesamiento o la esterilización puede provocar fallos en el dispositivo médico y causar lesiones en el paciente.

NOTA

Este dispositivo médico se ha diseñado, comprobado y fabricado exclusivamente para un solo uso y para un máximo periodo de uso de 7 días.

Eliminación

Después del uso, se tiene que eliminar el dispositivo médico de acuerdo con las regulaciones del hospital sobre higiene y eliminación de desechos.

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Durante el almacenamiento y el transporte

Temperatura

Humedad

Presión ambiental

de -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)

del 5 al 95 % (sin condensación)

de 500 a 1200 hPa (de 7,3 a 17,4 psi)

Durante el funcionamiento

Temperatura

Humedad

Presión ambiental

de 10 a 40 °C (de 50 a 104 °F)

del 5 al 95 % (sin condensación)

de 500 a 1200 hPa (de 7,3 a 17,4 psi)

Clasificación de dispositivo médico en Europa

Clase Ila

Código UMDNS

14-080

Universal Medical Device Nomenclature System – nomenclatura para dispositivos médicos

MP01840

Patients adultos

MP01845

Patients adultos

MP01850

Patients adultos

Matériau

Longitud del tubo

PP, SBC

ErgoStar

ptBR Conector de vias aéreas

nl Ademwegconnector

da Luftvejskonnektor

no Luftveiskobling

sv Luftvägskoppling

Instruções de uso

Gebruiksaanwijzing

Brugervejledning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

ptBR	Instruções de uso
ErgoStar	
Conector de vias aéreas	
 Marcas comerciais	
Marcas comerciais da Dräger	
Marca comercial	ErgoStar

A página a seguir fornece uma lista dos países onde as marcas estão registradas: www.dräger.com/trademarks

Definições de segurança

ADVERTÊNCIA

Um aviso de **ADVERTÊNCIA** contém informações importantes sobre uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar lesões graves ou morte.

ATENÇÃO

Um texto de **ATENÇÃO** contém informações importantes acerca de uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode levar diretamente a lesões leves ou moderadas no usuário, no paciente ou a danos no equipamento médico ou outros objetos.

NOTA

Uma **NOTA** fornece informações adicionais destinadas a evitar problemas durante o funcionamento.

Requisitos do grupo de usuários

O termo "grupo de usuários" descreve a pessoa responsável que foi nomeada pela organização de operação para realizar uma tarefa particular no produto.

Deveres da organização de operação

A organização de operação deve se certificar do seguinte:

- Todo grupo de usuários tem as qualificações necessárias (por exemplo, tenha passado por treinamento especializado ou adquirido habilitação especializada mediante experiência).
- Todo grupo de usuários foi treinado para realizar a tarefa.
- Todo grupo de usuários leu e entendeu os capítulos relevantes neste documento.

Grupos de usuários

Usuários clínicos

Este grupo de usuários opera o produto de acordo com o uso previsto. Os usuários têm conhecimento médico especializado na aplicação do produto.








ADVERTÊNCIA
Risco de operação incorreta e de utilização incorreta
Qualquer uso do equipamento médico requer a completa compreensão e rigorosa observância de todas as partes destas instruções de uso. O equipamento médico destina-se ao uso exclusivo para os fins especificados em uso previsto. Respeite rigorosamente todas as declarações de ADVERTÊNCIA e de ATENÇÃO ao longo destas instruções de uso, bem como todas as declarações nas etiquetas do produto.
A inobservância destas informações de segurança constitui uma utilização fora do uso previsto.

ADVERTÊNCIA
Para evitar a contaminação e a sujeira, mantenha o produto embalado até ao momento de utilização. Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.
ADVERTÊNCIA
A instalação no equipamento básico deverá ser efetuada de acordo com as instruções de uso do equipamento básico com o qual este produto será utilizado. Certifique-se de que a ligação ao sistema do equipamento básico esteja segura.
ADVERTÊNCIA
Não efetue alterações no produto. Modificações podem danificar o afetar o funcionamento correto do produto, o que poderá resultar em ferimentos no paciente.
ATENÇÃO
Os equipamentos médicos não estão disponíveis individualmente. Somente um exemplar das instruções de uso está incluído no pacote clínico, pelo que deve ser mantido num local acessível aos usuários.

Comunicação obrigatória de eventos adversos

Eventos adversos graves envolvendo este produto devem ser comunicados à Dräger e às autoridades responsáveis.

Visão geral


MP01840

MP01845

MP01850

MP01855

MP01860

MP01890

MP01895

A Tampa de proteção

B Porta de sucção e broncoscopia

C Porta de amostragem de gás

D Conector no lado do equipamento

Abreviações			
PP	Polipropileno		
PE	Poliétileno		
SBC	Copolímero de estireno-butadieno		
SEBS	Estireno-etileno-butadieno-estireno		

Símbolos

Informação adicional sobre os símbolos está disponível na seguinte página: www.dräger.com/md-symbols

	Manter afastado da luz solar		
			
			
			
			
			

9039773 – GA 5400.050 me

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Edition: 12 – 2024-08

(Edition: 1 – 2008-05)

Dräger reserves the right to make modifications to the equipment without prior notice.

LOT	Número de peça		
	Quantidade		
			
			

Uso previsto

Conector de vias aéreas para condução de gases respiratórios entre o sistema respiratório e a interface do paciente (por exemplo, tubo endotraqueal, máscara) e de um paciente ventilado mecanicamente.

Compatibilidade do sistema

O equipamento médico foi testado em relação à compatibilidade com o sistema e autorizado para uso com equipamentos básicos específicos, por exemplo, o Evita Infinity V500.

Para obter mais informações sobre compatibilidades com sistemas, consulte as listas de acessórios dos equipamentos básicos ou outros documentos emitidos pela Dräger.

Instalação

ADVERTÊNCIA

Risco de avaria

Obstruções, danos e materiais estranhos podem resultar em avarias.

Verifique a presença de obstruções, danos e de matérias estranhas em todos os componentes do sistema antes da instalação.

O equipamento médico deve ser utilizado apenas no lado do paciente. Conecte o conector no lado do equipamento (D) do ErgoStar diretamente à porta de conexão do paciente no circuito respiratório. Ao utilizar um filtro ou um permutador de calor e umidade, insira-o entre o conector das vias aéreas e o circuito respiratório.

Verifique se todas as conexões, incluindo a porta de sucção e broncoscopia (B) e a porta de amostragem de gás (C), estão firmemente encaixadas e apertadas.

ADVERTÊNCIA

Execute um autoteste do equipamento básico incluindo um teste de fuga após a instalação completa do circuito respiratório (tubo, filtro/HME, etc.) e antes da utilização no paciente.

NOTA

Remova a tampa de proteção (A) do conector no lado do paciente imediatamente antes de utilizar o equipamento no paciente.

ATENÇÃO

Ao definir os parâmetros de ventilação, leve em consideração o espaço morto (volume interno) adicionado. O tipo de conector das vias aéreas correto e o efeito do espaço morto adicionado devem ser julgados por um médico, individualmente para cada paciente.

A porta de amostragem de gás só deve ser usada para monitorar gases respiratórios e gases anestésicos.

A porta de sucção e broncoscopia só deve ser utilizada para sucção e broncoscopia.

ATENÇÃO

A porta de sucção ou broncoscopia que está sendo utilizada só deve ser aberta imediatamente antes da introdução do cateter de sucção ou do broncoscópio devido ao alto risco de fugas e ventilação insuficiente do paciente. Da mesma forma, é preciso fechá-la imediatamente após a remoção do cateter de sucção ou do broncoscópio. Certifique-se de que todas as ligações estejam devidamente vedadas e não apresentem fugas.

ADVERTÊNCIA

A introdução de gases ou líquidos pela porta de amostragem de gás pode causar ferimentos graves ao paciente.

ADVERTÊNCIA

Verifique regularmente a parte interna do equipamento médico para constatar a presença de líquido ou secreção. Líquidos ou secreções podem causar uma maior resistência ou entrar nas vias respiratórias do paciente.

ATENÇÃO

Risco de lesão do paciente

Adicionar mais componentes e utilizar componentes incompatíveis pode aumentar a resistência inspiratória e expiratória e afetar negativamente o desempenho do ventilador.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio

Em combinação com oxigênio ou óxido nítrico, fontes de ignição tais como equipamentos de eletrocirurgia e de cirurgia laser podem causar incêndios. Para proteger o paciente e os usuários, evite fugas das traqueias de oxigênio ou óxido nítrico.

Antes de iniciar a eletrocirurgia ou a cirurgia laser, lave a vizinhança das peças de transporte de gás (tubo endotraqueal, máscara, peça em Y, traqueias, filtros e balão respiratório) com ar suficiente (<25% de O2); lave também debaixo das cortinas cirúrgicas.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio

A fim de não danificar o circuito respiratório, mantenha uma distância mínima de 200 mm (7,9 pol.) entre os tubos que transportam oxigênio ou óxido nítrico e uma possível fonte de ignição (por exemplo, equipamentos de eletrocirurgia ou cirurgia laser).

ADVERTÊNCIA

Risco de lesão do paciente

O conector Luer Lock deve ser utilizado apenas para o monitoramento de gás. Qualquer outra utilização do conector Luer Lock pode colocar o paciente em perigo.

ATENÇÃO

Não utilize desinfetantes no conector, pois o material do conector é sensível a estas substâncias.

NOTA

Quando não estiver sendo utilizado, o conector Luer Lock deverá ser vedado com a tampa prevista.

O circuito respiratório pode ser usado com os seguintes gases e agentes anestésicos: sevoflurano, halotano, desflurano, isoflurano, enflurano.

Período de uso

O usuário é responsável por substituir periodicamente o equipamento médico de acordo com os regulamentos de higiene.

ADVERTÊNCIA

O equipamento médico foi desenvolvido, testado e fabricado exclusivamente para uso descartável. O produto médico não deve ser reutilizado, reprocessado nem esterilizado. A reutilização, o reprocessamento ou a esterilização poderá levar à falha do equipamento médico e causar lesões no paciente.

NOTA

Este equipamento médico foi desenvolvido, testado e fabricado exclusivamente para uso descartável e para um período máximo de uso que não exceda 7 dias.

Descarte

ADVERTÊNCIA

Após o uso, o equipamento médico deve ser descartado de acordo com os regulamentos do hospital, de higiene e de eliminação de resíduos aplicáveis.

Dados técnicos

Condições ambientais			
Durante o armazenamento e o transporte			
Temperatura	–20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F)		
Umidade	5 % a 95 % (não condensante)		
Pressão ambiente	500 hPa a 1200 hPa (7,3 psi a 17,4 psi)		
Durante a operação			
Temperatura	10 a 40 °C (50 a 104 °F)		
Umidade	5 % a 95 % (não condensante)		
Pressão ambiente	500 hPa a 1200 hPa (7,3 psi a 17,4 psi)		

Classificação de Equipamento Classe II

Médico da Europa

Universal Medical Device Nomenclature System – Nomenclatura de equipamentos médicos

Grupos-alvo de pacientes	MP01840	MP01845	MP01850
Pacientes adultos	Pacientes adultos	Pacientes adultos	Pacientes adultos
Material	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Comprimento da traqueia	10 cm (4 pol.)	15 cm (6 pol.)	10 a 16 cm (4 a 6,3 pol.)

Dados de desempenho			
Volume interno	26 mL	34 mL	25 a 44 mL
Faixa de volume corrente recomendada	≥300 mL	≥300 mL	≥300 mL
Resistência insp./exp.			
a 60 L/min	<2,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<2,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<2,4 mbar (hPa ou cmH2O)
a 30 L/min	<0,7 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,7 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,7 mbar (hPa ou cmH2O)
a 15 L/min	<0,3 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,3 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,3 mbar (hPa ou cmH2O)
a 5 L/min	<0,2 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)
a 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)
Fuga a 30 mbar e 60 mbar	<50 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Complacência a 30 mbar e 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1,5 mL/kPa

MP01855	MP01860	MP01890
Pacientes adultos	Pacientes pediátricos	Pacientes adultos
SBC, PE	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS

Comprimento da traqueia	15 cm (6 pol.)	10 cm (4 pol.)	---
Dados de desempenho			
Volume interno	31 mL	16 mL	7 mL
Faixa de volume corrente recomendada	≥300 mL	50 a 300 mL	≥300 mL
Resistência insp./exp.			
a 60 L/min	<0,6 mbar (hPa ou cmH2O)	<5,7 mbar (hPa ou cmH2O)	<1,8 mbar (hPa ou cmH2O)
a 30 L/min	<0,4 mbar (hPa ou cmH2O)	<1,7 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,7 mbar (hPa ou cmH2O)
a 15 L/min	<0,3 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,5 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,3 mbar (hPa ou cmH2O)
a 5 L/min	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)
a 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)

Fuga a 30 mbar e 60 mbar	<25 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Complacência a 30 mbar e 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa

MP01895	Pacientes adultos
Material	PP, PE, SEBS

Dados de desempenho	
Volume interno	8 mL
Faixa de volume corrente recomendada	≥300 mL
Resistência insp./exp.	
a 60 L/min	<1 mbar (hPa ou cmH2O)
a 30 L/min	<0,4 mbar (hPa ou cmH2O)
a 15 L/min	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)
a 5 L/min	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)
a 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa ou cmH2O)
Fuga a 30 mbar e 60 mbar	<25 mL/min
Complacência a 30 mbar e 60 mbar	<1,6 mL/kPa

O equipamento médico cumpre os requisitos da norma ISO 80601-2-13.

Designação	Nº peça
ErgoStar CM 40	MP01840
ErgoStar CM 45	MP01845
ErgoStar CM 50	MP01850
ErgoStar CM 55	MP01855
ErgoStar CM 60	MP01860
ErgoStar AC 90	MP01890
ErgoStar AC 95	MP01895

nl Gebruiksaanwijzing ErgoStar Ademwegconnector

Handelsmerken
Handelsmerken in eigendom van Dräger
Handelsmerk
ErgoStar

Een lijst van alle landen waar de handelsmerken geregistreerd zijn, vindt u op de volgende webpagina: www.dräger.com/trademarks

Definities veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

Een **WAARSCHUWING** geeft belangrijke informatie over een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of overlijden tot gevolg kan hebben.

LET OP

Een opmerking die door LET OP wordt voorafgegaan, bevat belangrijke informatie over een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in licht tot middelwaar letsel bij de gebruiker of de patiënt of in schade aan het medische product of andere eigendommen.

OPMERKING

Een **OPMERKING** geeft aanvullende informatie die is bedoeld om ongemakken tijdens het gebruik te vermijden.

Verreisten m.b.t. de gebruikersgroep

De term "gebruikersgroep" beschrijft het verantwoordelijke personeel dat door de gebruikersorganisatie is aangewezen om een specifieke taak met een product uit te voeren.

Verplichtingen van de gebruikersorganisatie

- De instelling dient toe te zien op het volgende:
 - Elke gebruikersgroep beschikt over de vereiste kwalificaties (bijv. op basis van speciale opleiding of speciale, door ervaring verkregen kennis).
 - Elke gebruikersgroep is opgeleid om de taak te kunnen uitvoeren.
 - Elke gebruikersgroep heeft de relevante hoofdstukken in dit document gelezen en begrepen.

Gebruikersgroepen

Klinische gebruikers

Deze gebruikersgroep gebruikt het product overeenkomstig het beoogde gebruik.

Gebruikers hebben gespecialiseerde medische kennis van het gebruik van het product.

Voor de veiligheid van u en uw patiënten

WAARSCHUWING

Risico op onjuiste bediening of verkeerd gebruik

Vóór elke behandeling en elk gebruik van het medische product dient men alle hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing terdege te kennen en op te volgen. Het medische product is uitsluitend bedoeld voor het gebruiksdooel dat wordt genoemd onder Beoogd gebruik. Alle signalwoorden **WAARSCHUWING** en **LET OP** in de gebruiksaanwijzing en alle gegevens op labels op het medische product moeten strikt in acht worden genomen. Wanneer deze veiligheidsinformatie niet in acht genomen wordt, geldt dit gebruik van het medische product als onveilig gebruik.

Laat het medische product in de verpakking zitten tot u het wilt gebruiken. Zo voorkomt u contaminaties en verontreinigingen. Gebruik het medische product niet indien de verpakking beschadigd is.

WAARSCHUWING

Volg bij de aansluiting op het basisapparaat de gebruiksaanwijzing van het basisapparaat waarop dit medische product wordt aangesloten. Controleer of de aansluiting op het basisapparaat goed vastzit.

WAARSCHUWING


Het medische product niet aanpassen. Wijzigingen kunnen het product beschadigen of de goede werking van het product beïnvloeden waardoor de patiënt letsel kan oplopen.


LET OP

De medische producten zijn niet los verkrijgbaar. De klinische verpakking bevat slechts één exemplaar van de gebruiksaanwijzing en deze moet daarom op een plaats worden bewaard die toegankelijk is voor gebruikers.



Verplichte melding van ongewenste incidenten

Ernstige ongewenste incidenten met dit product moeten aan Dräger en de verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.


MP01840

MP01845

MP01850

MP01855

MP01860

MP01890

MP01895

A Beschermkapje


B Poort voor afzuiging en broncoscopia

C Opening voor het nemen van gas samples

D Aansluiting apparaatzijde

Afkortingen	
PP	Polypropyleen
PE	Polyethyleen
SBC	Styreen-butadieen-copolymeer
SEBS	Styreen-ethyleen-butadieen-styreen

Symbolen	
Meer informatie over de symbolen is beschikbaar op de volgende webpagina: www.draeger.com/md-symbols	
	Niet gemaakt van latex
	Niet aan zonlicht blootstellen
	Gebruiksaanwijzing raadplegen
	Niet openen met een mes
	Niet hergebruiken
	Temperatuurbegrenzing
	Omgevingsdruk
	Relatieve luchtvochtigheid
	Gebruiken voor
	Niet steriel
	Productiedatum
	Fabrikant
	Partijnummer
	Onderdeelnummer
	Niet blootstellen aan regen
	Recyclinginformatie voor verpakking
	Het product is een medisch product (ontvoren aan CE-conformiteitsbeoordeling)
	Uitgang



A Beskyttelseshætte
B Port til sugning og bronkoskopi
C Gassamlingsport
D Konnektor på apparatsiden

Forkortelser

PP	Polypropylen
PE	Polyethylen
SBC	Styren-butadien-copolymer
SEBS	Styren-ethylen-butadien-styren

Symboler

Yderligere oplysninger om symbolerne findes på følgende webside:
www.draeger.com/md-symbols

	Skal beskyttes mod sollys
	Se brugsanvisningen
	Må ikke åbnes med kniv
	Temperatur-begrænsning
	Relativ fugtighed
	Ikke steril
	Producent
	Partinummer
	Antal
	Skal beskyttes mod regn
	Oplysninger om genbrug af emballage
	Produktet er medicinsk udstyr (procedure for CE-oversenstlemmelse-vurdering)
	Produktet er medicinsk udstyr (procedure for CE-oversenstlemmelse-vurdering)

Tilsigtet anvendelse

Luftvejskonektor til overførsel af ventilationsgasser mellem ventilationssystemet og patientinterface (f.eks. endotrakealtube, maske) hos en mekanisk ventileret patient.

Systemkompatibilitet

Det medicinske udstyr er testet for systemkompatibilitet og tilladt til brug med specifikke basisskaber, f.eks. Evita Infinity V500.

Se tilbehørslisten til basisenhederne eller andre dokumenter fra Draeger for flere oplysninger om systemkompatibilitet.

Installation

ADVARSEL
Fare for fejlfunktion
Blokeringer, skader og fremmedlegemer kan medføre fejlfunktion.
Kontroller alle systemkomponenter for blokeringer, skader og fremmedlegemer før monteringen.

Det medicinske udstyr må kun benyttes på patientsiden. Slut ErgoStars apparatside-konnektor (D) til slangesystemets patienttilslutning. Hvis der skal benyttes et filter eller en fugt-varme-veksler, indsættes dette mellem luftvejskonnektoren og slangesystemet.

Kontroller, at alle tilslutninger er fast og sikker, inklusive porten til sugning og bronkoskopi (B) og gassamlingsporten (C).

ADVARSEL
Udfør en selvtest af basisenheden, der omfatter en lækagetest, efter at slangesystemet (slange, filter/HME osv.) er blevet installeret og før brug på patienten.

BEMÆRK
Fjern beskyttelseshætten (A) fra konnektoren på patientsiden, umiddelbart før udstyret skal bruges på patienten.

FORSIGTIG
Ved indstilling af ventilationsparametre skal der tages højde for øget dead space (indvendigt volumen). Hvilken type luftvejskonektor, der er egnet, samt effekten af øget dead space skal vurderes af en læge for hver enkelt patient.

Gassamlingsporten må kun anvendes til monitorering af ventilationsgasser og anæstetisegasser.

Porten til sugning og bronkoskopi må kun anvendes til sugning og bronkoskopi.

FORSIGTIG
Når porten til sugning eller bronkoskopi anvendes, må den kun åbnes lige inden indlæsning af et sugekateter eller bronkoskop. Dette skyldes, at der er risiko for stor lækage og utilsigtet ventilering af patienten. Af samme grund skal den lukkes straks efter fjernelse af sugekateteret eller bronkoskopet. Kontroller, at alle tilslutninger sidder sikkert og er tætsluttede.

ADVARSEL
Tilførsel af gasser eller væsker via gassamlingsporten eller porten til sugning/bronkoskopi kan medføre alvorlig skade på patienten.

ADVARSEL
Kontroller regelmæssigt indersiden af det medicinske udstyr for væske- eller sekretophobning. Væsker eller sekret kan føre til øget resistance eller komme ind i patientens luftveje.

FORSIGTIG
Risiko for skade på patienten
Tilføjelse af yderligere komponenter og brugen af ikke-kompatible komponenter kan forage inspiratorisk og ekspiratorisk resistance og forringe respiratorens ydelse.

ADVARSEL
Risiko for brand
I kombination med oxygen eller lattergas kan tændkilder som f.eks. elektrokirurgiske og laserkirurgiske apparater forårsage brand. For at beskytte patient og brugere skal lækager fra slanger med oxygen eller lattergas undgås.

ADVARSEL
Risiko for brand
For ikke at beskadige slangesystemet skal der være en afstand på mindst 200 mm (7.9 in) mellem slanger med oxygen eller lattergas og en mulig antændelseskilde (f.eks. apparat til elektrokirurgi eller laserkirurgi). Brug også under operationsaflejringer.

ADVARSEL
Risiko for skade på patienten
En Luer-Lock-konnektor må kun benyttes til gasmonitorering. Enhver anden anvendelse af Luer-Lock-konnektoren kan være til fare for patienten.

FORSIGTIG
Brug ikke desinfektionsmidler på konnektoren, da materialet er følsomt over for disse stoffer.

BEMÆRK
Når Luer-Lock-konnektoren ikke benyttes, skal den lukkes med den tilhørende hætte.

Slangesystemet kan benyttes med følgende gasser og anæstetisemidler: sevofluran, halotan, desfluran, isofluran, enfluran.

Brugsperiode
Brugeren er ansvarlig for, at det medicinske udstyr udfisktes med regelmæssige mellemrum i overensstemmelse med reglerne om hygiejne.

ADVARSEL
Det medicinske udstyr er konstrueret, testet og fremstillet udelukkende til engangsbrug. Det medicinske udstyr må ikke anvendes, genbruges eller steriliseres. Genbrug, genbehandling eller sterilisering kan medføre funktionssvigt og skade patienten.

BEMÆRK
Dette medicinske udstyr er konstrueret, testet og fremstillet til engangsbrug og til en maksimal brugsperiode på 7 dage.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Efter brug skal det medicinske udstyr bortskaffes i overensstemmelse med hospitalsets forskrifter vedrørende hygiejne og bortskaffelse af affald.

Tekniske data

Omgivelsesbetingelser

Under opbevaring og transport	
Temperatur	–20 °C til 60 °C (–4 °F til 140 °F)
Luftfugtighed	5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Omgivelsesstryk	500 hPa til 1200 hPa (7.3 psi til 17.4 psi)

Under drift	
Temperatur	10 til 40 °C (50 til 104 °F)
Luftfugtighed	5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Omgivelsesstryk	500 til 1200 hPa (7.3 til 17.4 psi)

Europæisk klassifikation af medicinsk udstyr

UIMDS-kode	14-080
Universal Medical Device Nomenclature System – nomenklatur for medicinsk udstyr	

	MP01840	MP01845	MP01850
Patientmålgruppe	Voksne	Voksne	Voksne
Materiale	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Slangens længde	10 cm (4 in)	15 cm (6 in)	10 til 16 cm (4 til 6,3 in)
Ydelse			
Indvendigt volumen	26 mL	34 mL	25 til 44 mL
Anbefalet tidalvolumen	≥300 mL	≥300 mL	≥300 mL
Insp./eksp. resistance			

ved 60 L/min	<2.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<2.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<2.4 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 30 L/min	<0.7 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.7 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.7 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 15 L/min	<0.3 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.3 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.3 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 5 L/min	<0.2 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 2.5 L/min	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)

Lækage ved 30 mbar og 60 mbar	<50 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Compliance ved 30 mbar og 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1.5 mL/kPa

	MP01855	MP01860	MP01890
Patientmålgruppe	Voksne	Pædiatriske patienter	Voksne
Materiale	SBC, PE	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Slangens længde	15 cm (6 in)	10 cm (4 in)	–
Ydelse			
Indvendigt volumen	31 mL	16 mL	7 mL
Anbefalet tidalvolumen	≥300 mL	50 til 300 mL	≥300 mL
Insp./eksp. resistance			

ved 60 L/min	<0.6 mbar (hPa eller cmH2O)	<5.7 mbar (hPa eller cmH2O)	<1.8 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 30 L/min	<0.4 mbar (hPa eller cmH2O)	<1.7 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.7 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 15 L/min	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.5 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.3 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 5 L/min	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 2.5 L/min	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)

Lækage ved 30 mbar og 60 mbar	<25 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Compliance ved 30 mbar og 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa

	MP01895
Patientmålgruppe	Voksne
Materiale	PP, PE, SEBS
Ydelse	
Indvendigt volumen	8 mL
Anbefalet tidalvolumen	≥300 mL
Insp./eksp. resistance	

ved 60 L/min	<1 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 30 L/min	<0.4 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 15 L/min	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 5 L/min	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)
ved 2.5 L/min	<0.1 mbar (hPa eller cmH2O)

Lækage ved 30 mbar og 60 mbar	<25 mL/min
Compliance ved 30 mbar og 60 mbar	<1.6 mL/kPa

Det medicinske udstyr opfylder kravene i standarden ISO 80601-2-13.

Bestillingsliste

Betegnels	Artikelnr.
ErgoStar CM 40	MP01840
ErgoStar CM 45	MP01845
ErgoStar CM 50	MP01850
ErgoStar CM 55	MP01855
ErgoStar CM 60	MP01860
ErgoStar AC 90	MP01890
ErgoStar AC 95	MP01895

no Bruksanvisning ErgoStar Luftveiskobling

Varemerker

Varemerker tilhører Draeger

Varemerke

ErgoStar

Følgende nettside har en liste over landene der varemerkene er registrert: www.draeger.com/trademarks

Definisjoner av sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL
En ADVARSEL-melding gir viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan medføre dødsfall eller alvorlig skade.

FORSIGTIG
En FORSIGTIG-melding gir viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre mindre eller moderat skade på brukeren eller pasienten, eller skade på det medicinske utstyret eller andre gjenstander.

MERKNAD
En MERKNAD gir ytterligere informasjon som skal følges, for å unngå problemer under bruk.

Krav til brukergrupper
Begrepet "brukergrupper" beskriver ansvarlig personell som er utpekt av driftsorganisasjonen til å utføre spesifikke oppgaver på produktet.

Driftsorganisasjonens plikter
Driftsorganisasjonen må sørge for følgende:

- Alle målgrupper har det nødvendige kvalifikasjonene (f.eks. har gjennomgått spesialopplæring eller tilegnet seg spesialkunnskap gjennom erfaring).
- Hver målgruppe er opplært til å utføre oppgaven.
- Hver målgruppe har lest og forstått de relevante kapitlene i dette dokumentet.

Brukergrupper
Kliniske brukere
Brukergruppen bruker produktet i tråd med tiltenkt bruk.

Brukere har medisinsk spesialkunnskap om bruken av produktet.

For din egen og dine pasienters sikkerhet

ADVARSEL
Fare for feilbetjening og misbruk
All bruk av det medicinske utstyret krever full forståelse av alle avsnittene i brugsanvisningen og at den følges fullt ut. Det medisinske utstyret må bare brukes til formål som er angitt under Tiltent bruk. Følg alle ADVARSEL- og FORSIGTIG-meldinger i denne brugsanvisningen og alle meldinger på apparatets etiketter nøye.
Hvis denne sikkerhetsinformasjonen ikke følges, ansees det for å være bruk i strid med beregnet bruksmåte.

ADVARSEL
Det medicinske utstyret skal ligge i emballasjen til det skal brukes, for å unngå kontaminasjon og tilsmutning, ikke bruk det medicinske utstyret hvis emballasjen er skadet.


ADVARSEL
Montering på hovedapparatet må være i overensstemmelse med brugsanvisningen for hovedapparatet dette medicinske utstyret brukes sammen med. Pass på at tilkoblingen til hovedapparatet er sikker.

ADVARSEL
Ikke modifierer det medicinske utstyret. Modifisering kan skade eller forringe utstyrets funksjon, noe som kan føre til pasient-skade.

FORSIGTIG
De medicinske utstyrskomponentene er ikke tilgjengelige enkeltvis. Bare ett eksempel av brugsanvisningen følger med den kliniske pakken, og skal derfor oppbevares tilgjengelig for brukerne.

Obligatorisk rapportering av negative hendelser
Alvorlige negative hendelser med dette produktet skal rapporteres til Draeger og ansvarlige myndigheter.

Oversikt



A Beskyttelseshette
B Port for sugning og bronkoskopi
C Gassprøveport
D Koblingsstykke på utstyrssiden

Forkortelser

PP	Polypropylen
PE	Polyetylen
SBC	Styren-butadien-kopolymer
SEBS	Styren-etylen-butadien-styren

Symboler

Ekstra informasjon om symbolene er tilgjengelig på følgende nettside: www.draeger.com/md-symbols

	Se brugsanvisningen
	Må ikke brukes flere ganger
	Atmosferisk trykk
	Produksjonsdato
	Partinummer
	Antall
	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Utgang
	Må ikke åpnes med kniv
	Temperaturbegrensning
	Relativ fuktighet
	Ikke steril
	Producent
	Delenummer
	Må holdes unna regn
	Informasjon om resirkulering av emballasje
	Dette produktet er medisinsk utstyr (CE-samarvurdingsprosedyre)

Tiltent bruk

Luftveiskonektor for føring av respirasjonsgasser mellom ventilasjonssystemet og pasientegrensesnittet (f.eks. endotrakealtube, maske) til en mekanisk ventileret pasient.

For ytterligere informasjon om systemkompatibilitet, se listen over tilbehør for hovedapparatene eller andre dokumenter utgitt av Draeger.

Systemkompatibilitet
Det medisinske utstyret er testet for systemkompatibilitet og lansert for bruk med spesifikke hovedapparater, f.eks. Evita Infinity V500.

For ytterligere informasjon om systemkompatibilitet, se listen over tilbehør for hovedapparatene eller andre dokumenter utgitt av Draeger.

Installasjon

ADVARSEL
Fare for feilfunksjon
Hindringer, skade og fremmedlegemer kan føre til feilfunksjon.
Kontroller alle systemkomponentene med hensyn til hindringer, skade og fremmedlegemer før monteringen.

Det medicinske utstyret skal bare brukes på patientsiden. Koble koblingsstykket på utstyrssiden (D) av ErgoStar til pasientkoblingsporten på slangesettet. Hvis et filter eller en varme- og fuktighetsveksler brukes, settes dette inn mellom luftveiskonnektoren og slangesettet. Kontroller at alle tilkoblinger, inkludert porten for suging og bronkoskopi (B) og gassprøveport (C), er sikkert tilkoblet og tette.

ADVARSEL
Utfør en selvtest av hovedapparatet, som inkluderer en lekkasjetest etter at respirasjonssystemet (slange, filter/HME osv.) er fullstendig montert og før bruk på patienten.

MERKNAD
Ta av beskyttelseshetten (A) fra koblingsstykket på patientsiden umiddelbart før bruk på patienten.

FORSIGTIG
Når ventilasjonsparametrene stilles inn, må ekstra dødmom (intern volum) tas med i beregningen. Hvilken type luftveiskonektor som er egnet og virkningen av dødmomentet, må avgjøres av en lege på basis av den individuelle pasienten.

Gassprøveporten må bare brukes til overvåking av respirasjonsgass og anæstetisegasser.

Porten for suging og bronkoskopi må bare brukes til suging og bronkoskopi.

FORSIGTIG
Når porten for suging eller bronkoskopi brukes, må den bare åpnes umiddelbart før innføring av sugekateteret eller bronkoskopet, på grunn av risikoen for høy lækasje og utilsikket ventilasjon/ventilasjon. Av samme grunn må den lukkes umiddelbart etter fjerning av sugekateteret eller bronkoskopet. Kontroller at alle tilkoblinger er godt festet og tette.

ADVARSEL
Tilførsel av gasser eller væsker via gassprøveporten eller porten for suging og bronkoskopi kan føre til alvorlig skade på patienten.

ADVARSEL
Kontroller jevnlig innsiden av det medicinske utstyret med henblikk på væske- eller sekresjonsansamling. Væsker eller sekresjon kan føre til økt motstand eller kan komme inn i pasientens luftveier.

FORSIGTIG
Fare for skade på patienten
Hvis det tilføres ytterligere komponenter og brukes komponenter som ikke er kompatible, kan den inspiratoriske og ekspiratoriske motstanden øke og påvirke ytelsen til ventilatoren.

ADVARSEL
Ikke modifierer det medicinske utstyret. Modifisering kan skade eller forringe utstyrets funksjon, noe som kan føre til pasient-skade.

FORSIGTIG
I kombinasjon med oxygen eller dinitrogenoksid kan tenkilder som elektrokirurgisk og laserkirurgisk utstyr forårsake brand. For å beskytte pasienter og brukere, forhindre lekkasjer fra slanger som leder oxygen eller dinitrogenoksid. Følg elektrokirurgi eller laserkirurgi påbegynnes, må områder rundt gassførende deler (endotrakealtube, maske, Y-stykke, slanger, filter og respirasjonsbagg) spyles tilstrekkelig med luft (<25 % O2); spyl også under kirurgiske duker.

ADVARSEL
Fare for brand
For ikke å skade slangesettet må det være en avstand på minst 200 mm (7.9 in) mellom slanger som fører oxygen eller dinitrogenoksid og en mulig tennkilde (f.eks. apparater for elektrokirurgi eller laserkirurgi).

ADVARSEL
Fare for skade på patienten
Et Luer Lock-koblingsstykke må bare brukes til gassoverføring. Enhver annen bruk av Luer Lock-koblingsstykket kan utgjøre en fare for pasienten.

FORSIGTIG
Ikke bruk desinfeksjonsmidler på koblingsstykket, da materialet i koblingsstykket er følsomt for disse stoffene.

MERKNAD
Når det ikke er i bruk, må Luer Lock-koblingsstykket forsegles med hetten.

Slangesettet kan brukes med følgende gasser og anæstetisemidler: sevofluran, halotan, desfluran, isofluran, enfluran.

Bruksperiode
Brukeren er ansvarlig for utskiftning av det medicinske utstyret med jevne mellomrom i samsvar med hygieneforskriftene.

ADVARSEL
Det medicinske utstyret ble konstruert, testet og produsert bare for engangsbruk. Det medicinske utstyret må ikke brukes flere ganger, reprocesseres eller steriliseres. Gjenbruk, reprocessering eller sterilisering kan føre til feil ved det medicinske utstyret og til skade på patienten.

MERKNAD
Dette medicinske utstyret er konstruert, testet og produsert for engangsbruk og for en bruksperiode som ikke overskrider 7 dager.

ADVARSEL
Kontroller regelmessig indersiden av det medicinske utstyr for væske- eller sekretophobning. Væsker eller sekret kan føre til øget resistance eller komme ind i patientens luftveje.

FORSIGTIG
Ved indstilling av ventilationsparametre skal der tages høyde for øget dead space (indvendigt volumen). Hvilken type luftveiskonektor, der er egnet, samt effekten af øget dead space skal vurderes af en læge for hver enkelt patient.

Gassamlingsporten må kun anvendes til monitorering af ventilationsgasser og anæstetisegasser.

Porten til sugning og bronkoskopi må kun anvendes til sugning og bronkoskopi.


FORSIGTIG
Når porten til sugning eller bronkoskopi anvendes, må den kun åbnes lige inden indlæsning af et sugekateter eller bronkoskop. Dette skyldes, at der er risiko for stor lækage og utilsigtet ventilering af patienten. Af samme grund skal den lukkes straks efter fjernelse af sugekateteret eller bronkoskopet. Kontroller, at alle tilslutninger sidder sikkert og er tætsluttede.

ADVARSEL
Tilførsel af gasser eller væsker via gassamlingsporten eller porten til sugning/bronkoskopi kan medføre alvorlig skade på patienten.

ADVARSEL
Kontroller regelmæssigt indersiden af det medicinske udstyr for væske- eller sekretophobning. Væsker eller sekret kan føre til øget resistance eller komme ind i patientens luftveje.

FORSIGTIG
Risiko for skade på patienten
Tilføjelse af yderligere komponenter og brugen af ikke-kompatible komponenter kan forage inspiratorisk og ekspiratorisk resistance og forringe respiratorens ydelse.

Ydelse/data			
Intert volum	26 mL	34 mL	25 til 44 mL
Anbefalt område for tidalvolum	≥300 mL	≥300 mL	≥300 mL
Insp./eksp. mot-stand			
ved 60 L/min	<2.1 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<2.1 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<2.4 mbar (hPa eller cmH ₂ O)
ved 30 L/min	<0.7 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<0.7 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<0.7 mbar (hPa eller cmH ₂ O)
ved 15 L/min	<0.3 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<0.3 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<0.3 mbar (hPa eller cmH ₂ O)
ved 5 L/min	<0.2 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH ₂ O)
ved 2.5 L/min	<0.1 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH ₂ O)	<0.1 mbar (hPa eller cmH ₂ O)
Lekkasje ved 30 mbar og 60 mbar	<50 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Compliance ved 30 mbar og 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1.5 mL/kPa



A Ochranný uzáver
B Port pre odsávanie a bronchoskopiu
C Port vzorkovania plynu
D Konektor na strane zariadenia

PP	Polypropylen
PE	Poletylén
SBC	Kopolymér styrén-butadién
SEBS	Styrén-etylén-butylén-styrén

Symbody
Ďalšie informácie o symboloch sú uvedené na nasledujúcej webovej stránke: www.dräger.com/md-symbols

	Neobsahuje prírodný kaučukový latex		Chráňte pred priamym slnečným žiarením
	Prečítajte si návod na použitie		Neočvŕtajte pomocou noža
	Nepoužívajte opakovane		Obmedzenie teploty
	Okolný tlak		Relatívna vlhkosť
	Použite do		Nesterilné
	Dátum výroby		Výrobca
	Kód šarže		Objednávacia číslo
	Množstvo		Chráňte pred dažďom
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený		Informácie o recyklácii obalu
	Výstup		Výrobok je zdravotnícka pomôcka (postup posudzovania zhody CE)

Účel použitia

Konektor dýchacích ciest pri vedení dýchacích plynov medzi dýchacím systémom a rozhraním pacienta (napr. endotracheálny tubus, maska) mechanicky ventilovaneho pacienta.

Systémová kompatibilita
Zdravotnícka pomôcka je testovaná na systémovú kompatibilitu a schválená na používanie s inými konkrétnymi základnými zariadeniami, napr. Evita Infinity V500.

Ďalšie informácie o systémových kompatibilitách nájdete v zoznamoch príslušenstiev základných zariadení alebo iných dokumentoch vydaných spoločnosťou Dräger.

Inštalácia

VAROVANIE Riziko nevhodnej činnosti Prékážky, poškodenie a cudzie telesá môžu viesť k nesprávnej činnosti. Pred inštaláciou skontrolujte, či sú všetky komponenty systému bez prekážok, poškodenia a cudzieho teles.	
Zdravotnícke zariadenie sa môže používať len na strane pacienta. Konektor na strane (D) ErgoStar pripojte priamo k portu pripojenia pacienta na dýchacom okruhu. Ak sa používa filter alebo výmenník tepla a výdech, umiestnite ho medzi konektor dýchacích ciest a dýchací okruh.	
Skontrolujte, či všetky pripojenia vrátane portu pre odsávanie a bronchoskopu (B) a portu vzorkovania plynu (C) sú bezpečne osadené a pevne držia.	
VAROVANIE Po úplnej inštalácii dýchacieho okruhu (hadice, filtraHME atď.) a pred použitím u pacienta vykonajte samokontrolu základného zariadenia, vrátane testu netesnosti.	
POZNÁMKA Ochranný uzáver (A) snímte z konektora na strane pacienta bezprostredne pred použitím na pacientovi.	
UPOZORNENIE Pri nastavení parametrov ventilácie vezmite do úvahy prídavný mŕtv priestor (vnútorný objem). Typ vhodného konektora dýchacích ciest a účinkov prídaného mŕtveho priestoru musí posúdiť lekár pri každom pacientovi zvlášť.	
Port vzorkovania plynu sa musí používať iba pre monitorovací dýchací plyn a anestetickú plynovú.	
Port pre odsávanie a bronchoskopiu sa musí používať iba na odsávanie a bronchoskopiu.	
UPOZORNENIE Ak sa používa port na odsávanie alebo bronchoskopiu, musí sa otvoriť výlučne bezprostredne pred zavedením odsávacieho katetra, alebo bronchoskopu z dôvodu rizika veľkého úniku a nedostatočnej ventilácie pacienta. Z toho istého dôvodu sa musí zavortiť okamžite po vybratí odsávacieho katetra alebo bronchoskopu. Skontrolujte, či sú všetky pripojenia bezpečné a pevné.	
VAROVANIE Prívádzanie plynov alebo tekutín prostredníctvom portu vzorkovania plynu alebo portu na odsávanie a bronchoskopiu môže spôsobíť pacientovi vážne zranenie.	

POZNÁMKA Ochranný uzáver (A) snímte z konektora na strane pacienta bezprostredne pred použitím na pacientovi.	
UPOZORNENIE Pri nastavení parametrov ventilácie vezmite do úvahy prídavný mŕtv priestor (vnútorný objem). Typ vhodného konektora dýchacích ciest a účinkov prídaného mŕtveho priestoru musí posúdiť lekár pri každom pacientovi zvlášť.	
Port vzorkovania plynu sa musí používať iba pre monitorovací dýchací plyn a anestetickú plynovú.	
Port pre odsávanie a bronchoskopiu sa musí používať iba na odsávanie a bronchoskopiu.	
UPOZORNENIE Ak sa používa port na odsávanie alebo bronchoskopiu, musí sa otvoriť výlučne bezprostredne pred zavedením odsávacieho katetra, alebo bronchoskopu z dôvodu rizika veľkého úniku a nedostatočnej ventilácie pacienta. Z toho istého dôvodu sa musí zavortiť okamžite po vybratí odsávacieho katetra alebo bronchoskopu. Skontrolujte, či sú všetky pripojenia bezpečné a pevné.	
VAROVANIE Prívádzanie plynov alebo tekutín prostredníctvom portu vzorkovania plynu alebo portu na odsávanie a bronchoskopiu môže spôsobíť pacientovi vážne zranenie.	

VAROVANIE Riziko vzniku požiaru V kombinácii s kyslíkom alebo oxidom dusným môžu zdroje zaplnenia, napríklad zariadenia na elektrochirurgiu a laserovú chirurgiu, spôsobiť požiar. V záujme ochrany pacienta a používateľov zabráňte únikom z hadíc vedúcich kyslík alebo oxid dusný. Pred začatím elektrochirurgického alebo laserového chirurgického zákroku dôkladne opláchnite okolie častí vedúcich plyn (endotracheálny tubus, maska, rozdvojka, hadice, filter a dýchací vak) vzduchom (<25 % O2); opláchnite aj pod chirurgickými rúškami.	
VAROVANIE Riziko vzniku požiaru V záujme ochrany pred poškodením dýchacieho okruhu dodržte minimálnu vzdialenosť 200 mm (7,9 in) medzi hadicami vedúcimi kyslík alebo oxid dusný a možným zápalným zdrojom (napr. zariadenia pre elektrochirurgiu alebo laserovú chirurgiu).	
VAROVANIE Nebezpečenstvo poranenia pacienta Pripojka Luer Lock sa smie používať len na monitorovanie plynu. Akékoľvek iné použitie pripojky Luer Lock môže ohroziť pacienta.	
UPOZORNENIE Na konektor nepoužívajte dezinfekčné prostriedky, pretože materiál konektora je na tieto látky citlivý.	
POZNÁMKA Keď pripojku Luer Lock nepoužívate, musí byť uzavretá svojím uzáverom. Dýchací okruh sa môže používať s nasledujúcimi plynnmi a anestetikami: sevoflúrán, halotán, desflúrán, izoflúrán, enflúrán.	
Doba používania Používateľ je zodpovedný za pravidelnú výmenu zdravotníckej pomôcky podľa hygienických predpisov.	
VAROVANIE Zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výhradne na jednorazové použitie. Zdravotnícka pomôcka sa nesmie opakovane používať, obnovovať ani sterilizovať. Opakované používanie, obnovenie alebo sterilizácia môžu viesť k zlyhaniu zdravotníckeho zariadenia a k poraneniu pacienta.	
POZNÁMKA Táto zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výlučne na jednorazové použitie a jej maximálna doba použitia je 7 dní.	
Likvidácia VAROVANIE Po použití sa musí zdravotnícka pomôcka zlikvidovať podľa platných nemocničných, hygienických predpisov a predpisov o likvidácii odpadu.	

Dýchací okruh sa môže používať s nasledujúcimi plynnmi a anestetikami: sevoflúrán, halotán, desflúrán, izoflúrán, enflúrán.

VAROVANIE Riziko vzniku požiaru V kombinácii s kyslíkom alebo oxidom dusným môžu zdroje zaplnenia, napríklad zariadenia na elektrochirurgiu a laserovú chirurgiu, spôsobiť požiar. V záujme ochrany pacienta a používateľov zabráňte únikom z hadíc vedúcich kyslík alebo oxid dusný. Pred začatím elektrochirurgického alebo laserového chirurgického zákroku dôkladne opláchnite okolie častí vedúcich plyn (endotracheálny tubus, maska, rozdvojka, hadice, filter a dýchací vak) vzduchom (<25 % O2); opláchnite aj pod chirurgickými rúškami.	
VAROVANIE Riziko vzniku požiaru V záujme ochrany pred poškodením dýchacieho okruhu dodržte minimálnu vzdialenosť 200 mm (7,9 in) medzi hadicami vedúcimi kyslík alebo oxid dusný a možným zápalným zdrojom (napr. zariadenia pre elektrochirurgiu alebo laserovú chirurgiu).	
VAROVANIE Nebezpečenstvo poranenia pacienta Pripojka Luer Lock sa smie používať len na monitorovanie plynu. Akékoľvek iné použitie pripojky Luer Lock môže ohroziť pacienta.	
UPOZORNENIE Na konektor nepoužívajte dezinfekčné prostriedky, pretože materiál konektora je na tieto látky citlivý.	
POZNÁMKA Keď pripojku Luer Lock nepoužívate, musí byť uzavretá svojím uzáverom. Dýchací okruh sa môže používať s nasledujúcimi plynnmi a anestetikami: sevoflúrán, halotán, desflúrán, izoflúrán, enflúrán.	
Doba používania Používateľ je zodpovedný za pravidelnú výmenu zdravotníckej pomôcky podľa hygienických predpisov.	
VAROVANIE Zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výhradne na jednorazové použitie. Zdravotnícka pomôcka sa nesmie opakovane používať, obnovovať ani sterilizovať. Opakované používanie, obnovenie alebo sterilizácia môžu viesť k zlyhaniu zdravotníckeho zariadenia a k poraneniu pacienta.	
POZNÁMKA Táto zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výlučne na jednorazové použitie a jej maximálna doba použitia je 7 dní.	
Likvidácia VAROVANIE Po použití sa musí zdravotnícka pomôcka zlikvidovať podľa platných nemocničných, hygienických predpisov a predpisov o likvidácii odpadu.	

VAROVANIE Riziko vzniku požiaru V kombinácii s kyslíkom alebo oxidom dusným môžu zdroje zaplnenia, napríklad zariadenia na elektrochirurgiu a laserovú chirurgiu, spôsobiť požiar. V záujme ochrany pacienta a používateľov zabráňte únikom z hadíc vedúcich kyslík alebo oxid dusný. Pred začatím elektrochirurgického alebo laserového chirurgického zákroku dôkladne opláchnite okolie častí vedúcich plyn (endotracheálny tubus, maska, rozdvojka, hadice, filter a dýchací vak) vzduchom (<25 % O2); opláchnite aj pod chirurgickými rúškami.	
VAROVANIE Riziko vzniku požiaru V záujme ochrany pred poškodením dýchacieho okruhu dodržte minimálnu vzdialenosť 200 mm (7,9 in) medzi hadicami vedúcimi kyslík alebo oxid dusný a možným zápalným zdrojom (napr. zariadenia pre elektrochirurgiu alebo laserovú chirurgiu).	
VAROVANIE Nebezpečenstvo poranenia pacienta Pripojka Luer Lock sa smie používať len na monitorovanie plynu. Akékoľvek iné použitie pripojky Luer Lock môže ohroziť pacienta.	
UPOZORNENIE Na konektor nepoužívajte dezinfekčné prostriedky, pretože materiál konektora je na tieto látky citlivý.	
POZNÁMKA Keď pripojku Luer Lock nepoužívate, musí byť uzavretá svojím uzáverom. Dýchací okruh sa môže používať s nasledujúcimi plynnmi a anestetikami: sevoflúrán, halotán, desflúrán, izoflúrán, enflúrán.	
Doba používania Používateľ je zodpovedný za pravidelnú výmenu zdravotníckej pomôcky podľa hygienických predpisov.	
VAROVANIE Zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výhradne na jednorazové použitie. Zdravotnícka pomôcka sa nesmie opakovane používať, obnovovať ani sterilizovať. Opakované používanie, obnovenie alebo sterilizácia môžu viesť k zlyhaniu zdravotníckeho zariadenia a k poraneniu pacienta.	
POZNÁMKA Táto zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výlučne na jednorazové použitie a jej maximálna doba použitia je 7 dní.	
Likvidácia VAROVANIE Po použití sa musí zdravotnícka pomôcka zlikvidovať podľa platných nemocničných, hygienických predpisov a predpisov o likvidácii odpadu.	

Dýchací okruh sa môže používať s nasledujúcimi plynnmi a anestetikami: sevoflúrán, halotán, desflúrán, izoflúrán, enflúrán.

Doba používania
Používateľ je zodpovedný za pravidelnú výmenu zdravotníckej pomôcky podľa hygienických predpisov.

VAROVANIE Zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výhradne na jednorazové použitie. Zdravotnícka pomôcka sa nesmie opakovane používať, obnovovať ani sterilizovať. Opakované používanie, obnovenie alebo sterilizácia môžu viesť k zlyhaniu zdravotníckeho zariadenia a k poraneniu pacienta.	
POZNÁMKA Táto zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výlučne na jednorazové použitie a jej maximálna doba použitia je 7 dní.	
Likvidácia VAROVANIE Po použití sa musí zdravotnícka pomôcka zlikvidovať podľa platných nemocničných, hygienických predpisov a predpisov o likvidácii odpadu.	

VAROVANIE Po použití sa musí zdravotnícka pomôcka zlikvidovať podľa platných nemocničných, hygienických predpisov a predpisov o likvidácii odpadu.	
POZNÁMKA Táto zdravotnícka pomôcka bola navrhnutá, testovaná a vyrobená výlučne na jednorazové použitie a jej maximálna doba použitia je 7 dní.	
Likvidácia VAROVANIE Po použití sa musí zdravotnícka pomôcka zlikvidovať podľa platných nemocničných, hygienických predpisov a predpisov o likvidácii odpadu.	

Technické údaje			
Okolité podmienky			
Pri skladovaní a preprave			
Teplota	–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)		
Vlhkosť	5 % až 95 % (bez kondenzácie)		
Okolný tlak	500 hPa až 1200 hPa (7,3 psi až 17,4 psi)		
Počas prevádzky			
Teplota	10 až 40 °C (50 až 104 °F)		
Vlhkosť	5 % až 95 % (bez kondenzácie)		
Okolný tlak	500 až 1200 hPa (7,3 až 17,4 psi)		
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky Európa	Trieda Ila		
Kód UMDNS	14-080		
Universal Medical Device Nomenclature System			
Názvoslovné zdravotníckych pomôcok			
Cieľová skupina pacientov	Dospelí pacienti	Dospelí pacienti	Dospelí pacienti
Material	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Dĺžka hadice	10 cm (4 in)	15 cm (6 in)	10 cm (4 in) až 16 cm (4 až 6,3 in)
Výkonnosťné údaje			
Vnútorný objem	26 mL	34 mL	25 až 44 mL
Odporúčajú rozsah dýchového objemu	≥300 mL	≥300 mL	≥300 mL
Inšpiračný/exspiračný odpor			
pri 60 L/min	<2,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<2,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<2,4 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 30 L/min	<0,7 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,7 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,7 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 15 L/min	<0,3 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,3 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,3 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 5 L/min	<0,2 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)
Únik pri 30 mbar a 60 mbar	<50 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Podtlakovosť pri 30 mbar a 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1,5 mL/kPa

Cieľová skupina pacientov	Dospelí pacienti	Dospelí pacienti	Dospelí pacienti
Material	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Dĺžka hadice	10 cm (4 in)	15 cm (6 in)	10 cm (4 in) až 16 cm (4 až 6,3 in)
Výkonnosťné údaje			
Vnútorný objem	26 mL	34 mL	25 až 44 mL
Odporúčajú rozsah dýchového objemu	≥300 mL	≥300 mL	≥300 mL
Inšpiračný/exspiračný odpor			
pri 60 L/min	<2,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<2,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<2,4 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 30 L/min	<0,7 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,7 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,7 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 15 L/min	<0,3 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,3 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,3 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 5 L/min	<0,2 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)
Únik pri 30 mbar a 60 mbar	<50 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Podtlakovosť pri 30 mbar a 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1,5 mL/kPa

Cieľová skupina pacientov	Dospelí pacienti	Pediatrickí pacienti	Dospelí pacienti
Material	SBC, PE	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Dĺžka hadice	15 cm (6 in)	10 cm (4 in)	---
Výkonnosťné údaje			
Vnútorný objem	31 mL	16 mL	7 mL
Odporúčajú rozsah dýchového objemu	≥300 mL	50 až 300 mL	≥300 mL
Inšpiračný/exspiračný odpor			
pri 60 L/min	<0,6 mbar (hPa alebo cmH2O)	<5,7 mbar (hPa alebo cmH2O)	<1,8 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 30 L/min	<0,4 mbar (hPa alebo cmH2O)	<1,7 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,7 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 15 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,5 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,3 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)
Únik pri 30 mbar a 60 mbar	<25 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Podtlakovosť pri 30 mbar a 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa

Cieľová skupina pacientov	Dospelí pacienti	Pediatrickí pacienti	Dospelí pacienti
Material	SBC, PE	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Dĺžka hadice	15 cm (6 in)	10 cm (4 in)	---
Výkonnosťné údaje			
Vnútorný objem	31 mL	16 mL	7 mL
Odporúčajú rozsah dýchového objemu	≥300 mL	50 až 300 mL	≥300 mL
Inšpiračný/exspiračný odpor			
pri 60 L/min	<0,6 mbar (hPa alebo cmH2O)	<5,7 mbar (hPa alebo cmH2O)	<1,8 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 30 L/min	<0,4 mbar (hPa alebo cmH2O)	<1,7 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,7 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 15 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,5 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,3 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)
Únik pri 30 mbar a 60 mbar	<25 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Podtlakovosť pri 30 mbar a 60 mbar	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa

Cieľová skupina pacientov	Dospelí pacienti	Pediatrickí pacienti	Dospelí pacienti
Material	PP, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Výkonnosťné údaje			
Vnútorný objem	8 mL		
Odporúčajú rozsah dýchového objemu	≥300 mL		
Inšpiračný/exspiračný odpor			
pri 60 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 30 L/min	<0,4 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 15 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
Únik pri 30 mbar a 60 mbar	<25 mL/min		
Podtlakovosť pri 30 mbar a 60 mbar	<1 mL/kPa		

MP01895			
Cieľová skupina pacientov	Dospelí pacienti	PP, PE, SEBS	
Výkonnosťné údaje			
Vnútorný objem	8 mL		
Odporúčajú rozsah dýchového objemu	≥300 mL		
Inšpiračný/exspiračný odpor			
pri 60 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 30 L/min	<0,4 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 15 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
Únik pri 30 mbar a 60 mbar	<25 mL/min		
Podtlakovosť pri 30 mbar a 60 mbar	<1 mL/kPa		

MP01895			
Cieľová skupina pacientov	Dospelí pacienti	PP, PE, SEBS	
Výkonnosťné údaje			
Vnútorný objem	8 mL		
Odporúčajú rozsah dýchového objemu	≥300 mL		
Inšpiračný/exspiračný odpor			
pri 60 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 30 L/min	<0,4 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 15 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa alebo cmH2O)		
Únik pri 30 mbar a 60 mbar	<25 mL/min		
Podtlakovosť pri 30 mbar a 60 mbar	<1 mL/kPa		

Zdravotnícke zariadenie spĺňa požiadavky normy ISO 80601-2-13.

Objednávaci katalog

Značenie	Objednávacie č.
ErgoStar CM 40	MP01840
ErgoStar CM 45	MP01845
ErgoStar CM 50	MP01850
ErgoStar CM 55	MP01855
ErgoStar CM 60	MP01860
ErgoStar AC 90	MP01890
ErgoStar AC 95	MP01895

PP	Polipropilen
PE	Poliethilen
SBC	Kopolimer stiren-butadien
SEBS	Stiren-etilen-butadien-stiren

Символи

Dodatne informacije o simbolima dostupne su na sledećoj веб страни: www.draeger.com/md-symbols

	Nije izrađeno od lateksa od prirodnog kaučuka		Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Pogledajte uputstvo za upotrebu		Ne otvarati nožem
	Ne upotrebljavati ponovo		Ograničenje temperature
	Ambijentalni pritisak		Relativna vlažnost
	Upotrebiti do		Nije sterilno
	Datum proizvodnje		Proizvođač
	Broj serije		Broj dela
	Količina		Držati dalje od kiše
	Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno		Informacije o nekiliranju za ambulažu
	Izlaz		Ovali proizvod je medicinsko sredstvo (procedura procene usaglašenosti sa CE)

Предвиђена употреба

Прикључак за дисајни пут за спровођење respiratornih gasova između sistema за дисање и интерфејса до pacijenta (npr. endotrahealna cev, maske) mehanički ventiliraju pacijenta.

Kompatibilnost sistema

Ovaj medicinski uređaj je isplian u pogledu sistema kompatibilnosti i odobren je za upotrebu sa određenim osnovnim uređajima, npr. Evita Infinity V500.

Dodatne informacije o sistemskim kompatibilnostima potražite u spisakovima dodatne opreme osnovnih uređaja ili u drugoj dokumentaciji koju izdaje kompanija Dräger.

Instalacija

UPOZORENJE
Opasnost od kvara
Prepreke, oštećenje i strana tela mogu da dovedu do kvara uređaja.
Pre ugradnje proverite sve komponente sistema u pogledu odсутstva prepreka, oštećenja i stranih predmeta.

Ovaj medicinski uređaj sme da se koristi isključivo на страни pacijenta. Прикључак на страни uređaja (D) ErgoStar прикључе директно на uređaje за pacijenta на систему за дисање. Ако се користи филтер и зменјивач топлоте и влаге, уметните га између прикључка за дисајни пут и система за дисање.

Провенте да ил су сви прикључци, укључујући прикључак за усаисавање и бронхоскопију (B) и прикључак за узорковање gasa (C), сигурно постављени и првобитни.

UPOZORENJE
Обавите самостејрање основног уређаја, укључујући тестирање попуштања, након што respiratorno коло (crevo, filter/filtrenjmenjivač топлоте и влаге itd.) у целисти поставите, а пре него што га употребите на pacijentu.

НАПОМЕНА
Укљоните заштитну капачицу (А) са прикључка на страни pacijenta непосредно пре употребе на pacijentu.

OPREZ
Приликом podešavanja parametara ventilacije, uzмите u obzir dodatni mrtav prostor (unutrašnju zapreminu). Lekar mora da utvrdи odgovarajući pri priкључка за дисајни пут, као и ефекат dodatnog mrtvog prostora, shodno potrebama pojedinačnog pacijenta.

Прикључак за узорковање gasa сме да се користи само за надзор удисајног gasa и анестетичких gasova.

Прикључак за усаисавање и бронхоскопију сме да се користи само за усаисавање и бронхоскопију.

OPREZ
Kada se koristi прикључак за усаисавање ил бронхоскопију, он се сме отворити искијучиво непосредно пре увођења katetера за усаисавање ил бронхоскопа zbog opasnosti od velikог попуштања и nedovoljne ventilacije pacijenta. Iz tog razloga сме само затворити odmah након вађења katetера за усаисавање ил бронхоскопа. Провенте да ил су сви spojevi dobro првобитни да и не попуштају.

UPOZORENJE
Увођење gasova ил течности преко прикључка за узорковање gasa ил прикључка за усаисавање и бронхоскопију може да доведе до озбиљне повреде pacijenta.

UPOZORENJE
Redovно proveravajte akumulaciju течности ил sekreta unutar ovog medicinskог uređaja. Tечности i sekreti mogu да доведу до povećаног otpora i да prodru u pacijentove дисајне puteve.

OPREZ
Opasnost od povrede pacijenta. Dodavanje dodatnih komponenti i korišćenjem nekompatibilnih komponenti udisaјni i izdisaјni opor se mogu povećati i nepovoljno uticati на radni učinak ventilatora.

UPOZORENJE
Opasnost od požara
U prisustvu kiselineka ili azot-suboksida, izvori paljenja, kao što su elektrohirurški uređaji i uređaji за lasersku hirurgiju, mogu да проузрокују požar. Da biste заштити pacijenta i korisnike, sprečite propuštanje creva за dovod kiselineka ил азот-suboksida. Pre започињања elektrohirurškог ил laserskog hirurškог zahvata, produvajte prostor oko delova за dovod gasa (endotrahealne cев, maske, Y-komada, creva, filtera i balona за дисање) vazduhom (<25 % O2) u dovoljnoj мери; produvajte i prostor ispod hirurških pokrivača.

UPOZORENJE
Opasnost od požara
Da се не bi ošteћilo disaјно коло, održavajte razdaljinu od najmanje 200 mm (7.9 in) između creva koja спроводе kiselineka ил азот-suboksida i mogućег izvora paljenja (npr. uređaja за elektrohirurgiju ил lasersku hirurgiju).

UPOZORENJE
Opasnost od povrede pacijenta
Прикључак за luer blokadom сме да се користи само за nadzor gasa. Svaka druga upotreba прикључка за luer blokadom може да угрози pacijenta.

OPREZ
Nemojte koristiti sredstva за dezinfekciju на прикључку jer je materijal прикључка osetljiv на ove supstance.

НАПОМЕНА
Kada се не користи, прикључак за luer blokadom мора бити затворен својим poklopcem.

Respiratorno коло може да се користи са sledećim gasovima i anestetičkim agensima: sevofluran, halotan, desfluran, izofluran, enfluran.

Period korišćenja

Korisnik je odgovoran за redovnu zamenу medicinskiх uređaja u skladu са higijenskim propisima.

UPOZORENJE
Ovaj medicinski uređaj je konstruisan, proveren i proizveden samo за jednokratnu upotrebu. Ovaj sterilisani sredstvo се не може ponovo koristiti, obraditi нилi sterilisati. Ponovna upotreba, obrada ил sterilizacija ovog medicinskог sredstva mogu да доведу до njegovог oštećenja i до povrede pacijenta.

НАПОМЕНА
Ovaj medicinski uređaj je konstruisan, proveren i proizveden за jednokratnu upotrebu i maksimalni period korišćenja od 7 dana.

Odlaganje на otpad

UPOZORENJE
По завршетку коришћења medicinski uređaj се мора одložiti u skladu са применљивим болничким higijenskim propisima i propisima за odlaganje otpada.

Tehnički podaci

Ambijentalni uslovi	
Tokom skladištenja i transporta	
Temperatura	–20 °C до 60 °C (–4 °F до 140 °F)
Vlažnost	5 % до 95 % (без kondenzacije)
Ambijentalni pritisak	500 hPa до 1200 hPa (7,3 psi до 17,4 psi)

U toku rada	
Temperatura	10 до 40 °C (50 до 104 °F)
Vlažnost	5 % до 95 % (без kondenzacije)
Ambijentalni pritisak	500 hPa до 1200 hPa (7,3 psi до 17,4 psi)

Klasifikacija medicinskiх uređaja	Klasa Ila за Evropsu
UMDNS šifra	14-080
Universal Medical Device Nomenclature System – nomenklatura за medicinske uređaje	

Ciljna grupa pacijenata	ODrasli pacijenti	ODrasli pacijenti	ODrasli pacijenti
Materijal	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Dužina creva	10 cm (4 in)	15 cm (6 in)	10 до 16 cm (4 до 6,3 in)

Podaci o performansama			
Unutrašnja zapremina	26 mL	34 mL	25 до 44 mL
Preporučeni opseg respiratornog volumena	≥300 mL	≥300 mL	≥300 mL
Insp./eksp. otpor			
pri 60 L/min	<2,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<2,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<2,4 mbar (hPa ili cmH2O)
pri 30 L/min	<0,7 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,7 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,7 mbar (hPa ili cmH2O)
pri 15 L/min	<0,3 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,3 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,3 mbar (hPa ili cmH2O)
pri 5 L/min	<0,2 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)

Propuštanje при 30 mbar i 60 mbar<50 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Kompjansija при 30 mbar i 60 mbar<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1,5 mL/kPa

Ciljna grupa pacijenata	ODrasli pacijenti	Pedijatrijski pacijenti	ODrasli pacijenti
Materijal	SBC, PE	PP, SBC, PE, SEBS	PP, SBC, PE, SEBS
Dužina creva	15 cm (6 in)	10 cm (4 in)	---

Podaci o performansama			
Unutrašnja zapremina	31 mL	16 mL	7 mL
Preporučeni opseg respiratornog volumena	≥300 mL	50 до 300 mL	≥300 mL
Insp./eksp. otpor			
pri 60 L/min	<0,6 mbar (hPa ili cmH2O)	<5,7 mbar (hPa ili cmH2O)	<1,8 mbar (hPa ili cmH2O)
pri 30 L/min	<0,4 mbar (hPa ili cmH2O)	<1,7 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,7 mbar (hPa ili cmH2O)
pri 15 L/min	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,5 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,3 mbar (hPa ili cmH2O)
pri 5 L/min	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)

Propuštanje при 30 mbar i 60 mbar<25 mL/min	<50 mL/min	<50 mL/min
Kompjansija при 30 mbar i 60 mbar<1 mL/kPa	<1 mL/kPa	<1 mL/kPa

Ciljna grupa pacijenata	ODrasli pacijenti	ODrasli pacijenti
Materijal	PP, PE, SEBS	
Podaci o performansama		
Unutrašnja zapremina	8 mL	
Preporučeni opseg respiratornog volumena	≥300 mL	
Insp./eksp. otpor		
pri 60 L/min	<1 mbar (hPa ili cmH2O)	
pri 30 L/min	<0,4 mbar (hPa ili cmH2O)	
pri 15 L/min	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	
pri 5 L/min	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	
pri 2,5 L/min	<0,1 mbar (hPa ili cmH2O)	

Propuštanje при 30 mbar i 60 mbar <25 mL/min

Kompjansija при 30 mbar i 60 mbar <1,6 mL/kPa

Ovaj medicinski uređaj zadovoljava zahteve standarda ISO 80601-2-13.

Spisak за poručivanje

Oznaka	Br. dela
ErgoStar CM 40	MP01840
ErgoStar CM 45	MP01845
ErgoStar CM 50	MP01850
ErgoStar CM 55	MP01855
ErgoStar CM 60	MP01860
ErgoStar AC 90	MP01890
ErgoStar AC 95	MP01895

bg	Ръководство за работа	Br. dela
ErgoStar		
Конектор за дихателни птици		

Търговски марки
Търговски марки на Dräger
Търговска марка
ErgoStar

Списък на страните, в които са регистрирани търговските марки, се съдържа в следната веб-страница: www.draeger.com/trademarks

Дефиниции на информацијата за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Съобщението за ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ дава важна информация за потенциално опасна ситуација, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или до сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ
Съобщението за ВНИМАНИЕ дава важна информация за потенциално опасна ситуација, която, ако не бъде избегната, може да доведе до тешки или средни наранявания на потребителя или на пациента, както и до повреда на медицинския уред или на друго имущество.

ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКАТА осигурява допълнителна информация с цел избягване на неудобства по време на работа.

Изисквания към групата потребители

Термин "Група потребител" означава отговорния персонал, определен от експлоатиращата организация да изпълни определена задача с продукта.

Задължения на експлоатиращата организация

Експлоатиращата организация трябва да се осигури следното:

– Всяка група потребители да притежава необходимата квалификация (напр. да е премината специализирано обучение или да е придобила специализирани познания от други).

– Всяка група потребители да е обучена за изпълнение на задачите.

– Всяка група потребители да е прочтена и разбрана съответните глави на този документ.

Групи потребители	
Клинички потребители	
Тази група потребители работи с продукта в съответствие с предназначението му.	

Потребителите имат специфични медицински познания в приложението на продукта.

За Вашата безопасност и за безопасността на пациентите Ви

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от неправилна експлоатация и от неправилна употреба

Всёко боравене с медицинския уред предполага точно познаване и стриктно спазване на всички части от това ръководство за работа. Медицинският уред трябва да се използва само за целите, описани в глава Употреба по предназначение. Спазвайте стриктно съобщенията за ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и за ВНИМАНИЕ от това ръководство за работа, както и всички указания от надписите на медицинския уред.

Неспазването на тези съобщения за безопасност представлява употреба на медицинския уред не по предназначението му.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се избягне замърсяване и зацапване, съхранявайте медицинския уред пакетиран до непосредствения му употреба. Не използвайте медицинския уред, ако опаковката му е повредена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Инсталирането към основния уред трябва да се извършва в съответствие с ръководството за работа на основния уред, заедно с който се употребява този медицински уред. Уверете се, че връзката към системата на основния уред е сигурна.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не модифицирайте медицинския уред. Модификациите могат да повредят уреда или да повлияят на правилното му функциониране, което може да доведе до увреждане на пациента.



ВНИМАНИЕ
Медицинските уреди не се доставят поотделно. В болничния пакет е включено само едно копие от ръководството за работа и за това то трябва да е на място, достъпно за потребителите.




Предпазливо докладване за инциденти



Сериозните инциденти с този продукт трябва да се докладват на Dräger и на отговорните органи.




Преглед




		
MP01840	MP01845	MP01850

		
MP01855	MP01860	MP01895

		
MP01895	MP01895	MP01895

		
MP01895	MP01895	MP01895

		
MP01860	MP01860	MP01860

		
MP01890	MP01895	MP01895

A	Предпазна капачка
B	Порт за аспирация и бронхоскопия
C	Порт за вземане на пробен газ
D	Конектор от страната на уреда

Съкращения	
PP	полипропилен
PE	полиетилен
SBC	стирен-бутадиев кополимер
SEBS	стирен-етилен-бутадиев-стирен

Символи	
Допълнителна информация за символите е налична в следната веб-страница: www.draeger.com/md-symbols	

	Не е изработен с естествени каучукови латекс		Да се пазят от слънчева светлина
	Нарепарте справка с ръководството за работа		Да не се отива с нок

	Да не се използва повторно		Температурно ограничение
	Атмосферно налягане		Относителна влажност

	Гадно до		Не стерилно
---	----------	---	-------------

ErgoStar

- tr
- Hava yolu konektörü
- id
- Konektor jalan napas
- vi
- Đầu nối đường thở
- zh
- 气道接头
- ko
- 기도 커넥터

- Kullanma kılavuzu
- Petunjuk penggunaan
- Hướng dẫn sử dụng
- 使用说明书
- 사용 지침서

tr	Kullanma kılavuzu
	ErgoStar
	Hava yolu konektörü
Ticari Markalar	
Dräger'e ait ticari markalar	
Ticari marka	
ErgoStar	
Şu internet sayfası, ticari markaların tescilli olduğu ülkelerin listesini çerçer: www.draeger.com/trademarks	
Güvenlik bilgileri tanımı	
UYARI	
UYARI ifadesi altında, önlenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar hakkında bildirilir.	
DİKKAT	
Bir DİKKAT uyarısı, uyarılmadığı takdirde kullanıcıya, hastaya, chaza veya ekipmana bir donanma kçuğu ili orta giddette zarar verme olasılığı bulunmayan tehlikeli durumlar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.	
NOT	
Bir NOT ifadesi, çalıřtırma sırasında uyulan olmayan herhangi bir durum meydana gelmesini önlemeye yönelik ek bilgi sağlamaktadır.	

