



GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USE



**10-PUNKT FIXIERSYSTEM
10-POINT RESTRAINT SYSTEM**

REF N5 ST02035A

REF N5 ST02035-B



LIFEGUARD 10-PUNKT FIXIERSYSTEM FÜR SPINEBOARDS


verstellbar, nach PHTLS-Richtlinie, inkl. Tasche.

I. ZWECKBESTIMMUNG



Das Gurtsystem dient zur Sicherung eines Verwundeten/Patienten bei dem Transport auf einem Spineboard.

II. ANWENDUNG

1. Nehmen Sie das Gurtsystem aus der Verpackung, lösen Sie den Klettverschluss und breiten Sie die Gurte flach aus.



2. Lagern Sie den Verwundeten/Patienten auf dem Spineboard und befestigen Sie die Gurte entsprechend der Körpergröße des Patienten in den Handgriffen des Spineboards (durch Verschieben der Gurte 1 - 4, um die passende Position einzustellen. Jeder Gurt hat einen Klettverschluss mit dem Sie ihn in der gewünschten Position fixieren können.



3. Legen Sie das Gurtsystem auf den Verwundeten/Patienten. Anschließend können die Enden durch die Handgriffe gefädelt werden und mit Hilfe des Klettverschlusses fixiert werden. Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht zu stramm oder locker befestigt sind. Nun kann der Patient transportiert werden.



III. SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte prüfen Sie die Gurte vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Falls sie Beschädigungen aufweisen ersetzen Sie die Gurte.
 2. Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Verletzten/Patienten, dass die Gurte gesichert sind, um zu verhindern, dass sich die Gurte lösen und Verletzungen verursachen.
- ⚠ Es sind alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

LIFEGUARD 10-POINT RESTRAINT SYSTEM FOR SPINEBOARD


adjustable, according to PHTLS guideline, incl. bag.

I. INTENDED PURPOSE


The belt system is used to secure a wounded person/patient during transport on a spineboard.

II. USE METHOD

1. Take out the spider strap from the packaging bag, loosen the velcro on the safety belt, and lay the safety belt flat.



2. Put the wounded or patient on the stretcher, and fix the safety belt in each hole of the stretcher according to the height of the patient body (by moving the belts 1-4 to adjust the corresponding position, each belt has a velcro, through the velcro fix it in position).



3. Cover the wounded or patient with the belt, and fix the belt at the other end through the hole (according to the body of the wounded or patient, use the velcro on the belt to protect it from looseness or tightness). Then transfer the patient.



III. SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please check whether the belt is worn or not before use. If it is worn, please replace it in time.
 2. Before transferring the wounded or patient, make sure that the belts are secured to prevent the belts from loosening and causing personal injury.
- ⚠ All serious incidents related to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Erstellt am:/Created on: 2024-10-29

 JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. No. 427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu Province, China

 SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 servoprax GmbH, Am Marienbusch 9, 46485 Wesel, Germany
www.servoprax.de, info@servoprax.de

Ihr Fachhändler/Your dealer:

1-N5 ST02035Aff-075-2-0004-2411