

Dahlhausen Trokarkatheter

REF: 02.000.30.010 - 032
VE: 10 Stück
VSE: 100 Stück

Beschreibung

Der Trokarkatheter (mit Röntgenkontraststreifen) wird nach Stichinzision traumatisch in den Pleuralspalt eingeführt. Der Trokarspieß wird entfernt und der verbleibende Katheter an die Thoraxdrainage-Einheit adaptiert.

REF	Ch-Größe	Anzahl der Augen	Ca. Gesamtlänge cm	Ca. Länge bis zum blauen Ansatz cm	Ansätze
02.000.30.010	Ch. 10	2	24	20	trichterförmig
02.000.30.012	Ch. 12	2	24	20	trichterförmig
02.000.30.016	Ch. 16	3	26	23	trichterförmig
02.000.30.020	Ch. 20	3	40	35	glatt
02.000.30.024	Ch. 24	3	40	35	glatt
02.000.30.028	Ch. 28	3	40	35	glatt
02.000.30.032	Ch. 32	3	40	35	glatt

Materialzusammensetzung

Produkt

Katheter: PVC , Barium Sulfate
Schlauchadapter: PVC
Knauf: PVC
Spitze: PVC
Trokarspieß: Edelstahl, Aluminium

Verpackung

Einzelverpackung: Papier, PET/PE Folie
Karton: Pappe
Umverpackung: Wellpappe

Sterilisation

EO-Gas

02.000.30.010 - 032
QM/Rev.-Nr. 00 / 21.03.2002
QM/Rev.-Nr. 01 / 08.02.2008
QM/Rev.-Nr. 02 / 04.08.2008
QM/Rev.-Nr. 03 / 25.11.2008
QM/Rev.-Nr. 04 / 20.10.2010
QM/Rev.-Nr. 05 / 10.06.2011
QM/Rev.-Nr. 06/ 17.06.2015
QM/Rev.-Nr. 07/31.03.2016
QM/Rev.-Nr. 08/08.11.2016
QM/Rev.-Nr. 09/11.06.2018
QM/Rev.-Nr. 10/01.10.2018
QM/Rev.-Nr. 11/05.07.2019