



NOBAMED Paul Danz AG

RUDATAPE®

REF 070002

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das starre, weiße Tape (2,5 cm x 10 m) ist mit einem Zinkoxid-Kleber versehen, der bei Körpertemperatur seine höchste Klebkraft entwickelt. Eine besondere Gewebestruktur sorgt für die gute Reißbarkeit. Es wird für funktionelle Tapeverbände, zum Stützen, Entlasten in den Fachgebieten der Chirurgie und der Orthopädie eingesetzt. Sind Wunden vorhanden, werden diese vorher mit einer geeigneten Wundauflage abgedeckt.

Zusammensetzung

Viskose, Zinkoxid- Kleber (kolophoniumfrei)

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei ausgedehnten Hämatomen, großflächigen Hautverletzungen und bestehender Allergie gegen das Material.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDATAPE® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Stand der Information: 27.05.2021 [REV 6]
ersetzt: 01.04.2020 [REV 5]

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete
Symbole: Erläuterungen unter
www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonnenlicht schützen.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe