



RUDAMED[®]-soft

REF 081504

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der beige Wundschnellverband (4 cm x 5 m) aus einem elastischen, weichem Vliesstoff ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber versehen. Deshalb ist der Verband für empfindliche Haut geeignet. RUDAMED[®]-soft wird zur Abdeckung von kleineren primär heilenden Wunden eingesetzt. Durch die nicht-verklebende Wundauflage wird Blut und Exsudat aufgenommen. Der Artikel ist verpackt in einer praktischen Spenderpackung mit Entnahmeschlitz.

Zusammensetzung

Polyester, Polyethylen, Viskose und Polyacrylatkleber

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und gesetzliche Anforderungen

Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundär: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete
Symbole: Erläuterungen unter
www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe