



RUDAMED®-Junior

REF 084106

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Trägermaterial des Wundschnellverbands (6 cm x 10 cm) besteht aus einem wasserabweisenden und flexiblen, mit bunten Kindermotiven bedruckten Kunststoff. RUDAMED®-junior wird zur Abdeckung von kleineren primär heilenden Wunden eingesetzt. Durch die nicht-verklebende Wundaufgabe wird Blut und Exsudat aufgenommen. Durch den hypoallergenen Polyacrylatkleber ist das Produkt auch für empfindliche Haut geeignet.

Zusammensetzung

Polyethylen, Polypropylen, Viskose und Polyacrylatkleber

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und gesetzliche Anforderungen

Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär:	PE-Beutel
Sekundär:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiär:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe