



Bacillol® Oxy Tissues

NEU

Gebrauchsfertige sauerstoffaktive Desinfektionstücher
in der praktischen Jumbo-Dose zur Desinfektion von Oberflächen

- + Sporizid wirksam, auch gegen *C. difficile*-Sporen
- + Innovative Lösung auf Basis von Wasserstoffperoxid.
Enthält keine Peressigsäure
- + Hohe Anwenderakzeptanz, dank angenehmen Geruchs
- + Gut materialverträglich, auch für sensible Oberflächen geeignet
- + Hochwertige, reißfeste Desinfektionstücher mit einer Reichweite von 1 m²
- + Keine Verwechslungsgefahr mit Standardtüchern (Flowpack) durch die Jumbo-Dose mit auffälligem Deckel
- + Kompatibel mit Peha-soft® Nitrile Fino und Peha-soft® Nitrile Guard



100
Tücher,
20 x 20 cm,
in praktischer
Jumbo-Dose

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / Levurozid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	gering	1 Min.
Tuberkulozid / Mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	gering	5 Min.
Fungizid	EN 13624 / EN 16615	gering	15 Min.
Bakteriensporen			
Wirksam gegen <i>C. difficile</i>	EN 17126 / EN 17846	gering	15 Min.
Sporizid	EN 17126 / EN 17846	gering	15 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid	EN 14476	gering	1 Min.
Viruzid	EN 14476	gering	5 Min.

Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
100 Tücher Jumbo-Dose Größe 20 x 20 cm	981 982	19859423	6

Besuchen Sie uns auf
unserer Website: plhn.de/boxy



Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.