

LIFEPAK[®] 15

Monitor/Defibrillator

Originalzubehör

Originalzubehör von **Stryker**

Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Personals und Ihrer Patienten. Nur das Zubehör und die Einwegartikel von Stryker wurden mit den LIFEPAK-Produkten gründlich getestet. Bleiben Sie bei der Marke, auf die Sie sich verlassen können und der Firma, die dahinter steht. Bestellen Sie die Produkte bei Ihrem Stryker-Händler.



Stromversorgungsoptionen



REDI-CHARGE® Basisstation

AC-Netzkabel und Adapterfach nicht
inbegriffen.

11141-000115

REDI-CHARGE LIFEPAK 15 Adapterschale

11140-000052



Mobiles Batterieladegerät

Mit AC- und DC-Netzkabeln,
Wandhalterung und
Betriebsanleitung.

11577-000011 (USA)

11577-000015 (Großbritannien)

11577-000012 (Europa)

11577-000017 (Australien)

11577-000014 (Schweiz)



Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku

5,7 Ah, 10,8 Volt.

21330-001176

AC-Netzkabel

11140-000015 (USA)

11140-000019 (Europa)

11140-000023 (Südafrika)

11140-000046 (Italien)

11140-000017 (Australien)

11140-000021 (Großbritannien)

11140-000045 (Schweiz)



AC-Netzteil

Inklusive
90°-Winkelkabel
(AC-Netzkabel nicht
inbegriffen)

11140-000098

DC-Netzteil

Einschließlich DC-Kabel
und Winkelkabel

11140-000074

AC-Netzkabel

11140-000015 (USA)

11140-000019 (Europa)

11140-000023 (Südafrika)

11140-000046 (Italien)

11140-000017 (Australien)

11140-000021
(Großbritannien)

11140-000045 (Schweiz)

Stromanschluss-Kit

11577-000019



Verlängerungskabel

Für AC- und DC-Netzteil.

11140-000080



Ersatz-Winkelkabel

Für AC- und DC-Netzteil.

11140-000081



Ersatz-DC- Eingangskabel

Für DC-Netzteil.

11140-000084

Zubehör zur EKG-Überwachung



EKG-Kabel, 12-Kanal mit 6-poliger Brustwandableitung

11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)



Kabelrechen für 4-polige Ableitung

21300-008054 (10er Pack)

Kabelrechen für 6-polige Ableitung

21330-008055 (10er Pack)

EKG-Stammkabel, 12-Kanal mit 4-poliger Extremitätenableitung

11111-000018 (1,5 m, AHA)
11111-000019 (1,5 m, IEC)
11111-000020 (2,4 m, AHA)
11111-000021 (2,4 m, IEC)



EKG-Kabel, 3-polig

11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)



EKG-Kabel, 5-polig

4-polige Extremitätenableitung und 1 Brustwandableitung, auf Monitor als „V1“ bezeichnet.
11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)



EKG-Thermopapier

100 mm x 22 m
11240-000016 (2 Rollen pro Packung)



LIFE-PATCH® EKG-Elektroden

Erwachsene, vorgeliert
(In der EU nicht erhältlich)
11100-000001 (3er Pack)
11100-000002 (4er Pack)

Cleartrace® EKG-Elektroden

Erwachsene, transparent
(In der EU erhältlich)
11100-000009 (3er Pack)

Therapiezubehör

Hard Paddles und Elektrodengel



Standard Hard Paddles (1 Paar)

11130-000061 (Englisch)
 11130-000062 (Französisch)
 11130-000063 (Deutsch)
 11130-000064 (Spanisch)
 11130-000065 (Italienisch)
 11130-000066 (Schwedisch)
 11130-000067 (Dänisch)
 11130-000068 (Portugiesisch)
 11130-000069 (Norwegisch)
 11130-000070 (Niederländisch)
 11130-000071 (Finnisch)
 11130-000072 (Polnisch)
 11130-000073 (Japanisch)



Paddle-Adapter für Kinder

11133-000007 (1 Adapter)



SIGNAGEL® Elektrodengel

Zur Verwendung mit Hard Paddles.
 Empfohlen für EKG, Defibrillation,
 Biofeedback und EMG.
 21300-005847 (250 ml)



Interne Paddle (Verwendung nur mit internen Paddle-Griffen und Adapter-Kabel für interne Paddle)

Größe: 2,5 cm

11131-000010 (1 Paar, Schaftlänge: 15,9 cm)

Größe: 3,80 cm

11131-000011 (1 Paar, Schaftlänge: 15,2 cm)

11131-000021 (1 Paar, Schaftlänge: 22,8 cm)

11131-000024 (1 Paar, Schaftlänge: 35,5 cm)

Größe: 5,1 cm

11131-000012 (1 Paar, Schaftlänge: 14,6 cm)

11131-000022 (1 Paar, Schaftlänge: 22,2 cm)

Größe: 6,35 cm

11131-000013 (1 Paar, Schaftlänge: 13,9 cm)

11131-000019 (1 Paar, Schaftlänge: 21,6 cm)

Größe: 8,9 cm

11131-000014 (1 Paar, Schaftlänge: 12,7 cm)

11131-000023 (1 Paar, Schaftlänge: 20,3 cm)



Interne Paddle-Griffe mit Auslöser

(Zur Verwendung mit Adapter-Kabel für interne Paddle)

11131-000001 (1 Paar)



Adapter-Kabel für interne Paddle (Zur Verwendung mit internen Paddle-Griffen)

11998-000326

Therapiezubehör

EDGE System™ Elektroden für Pacing/Defibrillation/EKG mit QUIK-COMBO® Anschluss

Mindesthaltbarkeit von 18 Monaten ab Versand von Physio-Control, soweit nicht anders vermerkt.



EDGE System Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss

Kabellänge 60 cm
11996-000091



EDGE System RTS-Elektroden (röntgendurchlässig) mit QUIK-COMBO Anschluss

Kabellänge 60 cm
11996-000090



EDGE System Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss und REDI-PAK™ Preconnect System

Kabellänge 107 cm
11996-000017



Pädiatrische EDGE System RTS-Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss

Nur zur Verwendung mit manuellen Monitoren/Defibrillatoren;
Mindesthaltbarkeit von 12 Monaten ab Versand, Kabellänge 61 cm.
11996-000093



QUIK-COMBO Therapiekabel

Mit praktischem TRUE-LOCK® Kabelverbinder.
11113-000004 (2,4 m)

Zubehör zur NIBP-Überwachung

NIBP Schläuche



NIBP Schlauch

21300-008159 (1,8 m)
21300-008147 (2,7 m)
21300-008146 (3,7 m)



NIBP Spiralschlauch

21300-008148 (0,6 - 2,7 m)

NIBP Manschetten



Wiederverwendbare Manschetten

Erwachsene, XL 35 - 44 cm 11160-000019	Kinder 13 - 20 cm 11160-000013
--	--------------------------------------

Erwachsene, L 32 - 42 cm 11160-000017	Kleinkinder 8 - 14 cm 11160-000011
---	--

Erwachsene, 2
6 - 35 cm
11160-000015



Manschetten zur einmaligen Patientenverwendung

Erwachsene, XL 35 - 44 cm 11160-000020	Kinder 13 - 20 cm 11160-000014
--	--------------------------------------

Erwachsene, L 32 - 42 cm 11160-000018	Kleinkinder 8 - 14 cm 11160-000012
---	--

Erwachsene
26 - 35 cm
11160-000016

Zubehör zur Pulsoximetrie-Überwachung

Masimo SET® RC Patientenkabel



RC Patientenkabel

Zur Verwendung mit M-LNCS und Rainbow Patientensensoren

- 11171-000069 (30,5 cm)
- 11171-000037 (1,2 m)
- 11171-000038 (3,7 m)



EMS RC Patientenkabel

11171-000082 (1,2 m)

Masimo SET RC Patientenkabel kompatibel mit SpO₂-Sensoren, kompatibel mit Masimo SET RC Patientenkabel



M-LNCS wiederverwendbarer Sensor

- 11171-000046 (Erw.)
- 11171-000047 (Kind)



M-LNCS Haftsensoren (20 Stck./Pkg.)


- 11171-000039 (Erw.)
- 11171-000040 (Kind)



M-LNCS Haftsensoren (20 Stck./Pkg.)

- 11171-000043 (Neo./Frühgeb.)
- 11171-000042 (Neo./Erw.)
- 11171-000041 (Kleink.)

Rainbow® SpO₂-, SpCO-, SpMet-Sensoren, kompatibel mit Masimo SET RC Patientenkabel



Rainbow wiederverwendbarer Sensor

- 11171-000049 (Erw.)
- 11171-000050 (Kind)



Rainbow Haftsensoren (10 Stck./Pkg.)

- 11996-000339 (Erw.)
- 11996-000340 (Kind)



Rainbow Haftsensoren (10 Stck./Pkg.)

- 11996-000342 (Kleink.)
- 11996-000341 (Neo./Erw.)

Masimo SET LNC Patientenkabel



Rotes LNC Patientenkabel

Zur Verwendung mit LNCS
Patientensensoren

11996-000323 (1,2 m)

11996-000324 (3,0 m)

11996-000325 (4,3 m)

SpO₂-Sensoren, kompatibel mit Masimo SET LNC Patientenkabel



LNCS® wiederverwendbarer Sensor


11171-000017 (Erw.)

11171-000018 (Kind)



LNCS wiederverwendbarer weicher Sensor

11171-000052 (Erw.)



LNCS Haftsensoren (20 Stck./ Pkg.)

11171-000019 (Erw.)

11171-000020 (Kind)



LNCS Haftsensoren (20 Stck./ Pkg.)

11171-000029 (Neo./Frühgeb.)

11171-000028 (Neo./Erw.)

11171-000031 (Kleink.)

Zubehör zur Pulsoximetrie-Überwachung

Direktkonnektierbare Patientensensoren, SpO₂-spezifisch



**Direktkonnektierbarer
wiederverwendbarer Sensor
für Erwachsene**

11996-000331 (0,9 m)
11996-000332 (3,7 m)



**Direktkonnektierbarer
wiederverwendbarer Sensor
für Kinder**

11996-000333 (0,9 m)
11996-000334 (3,7 m)



**Weicher
direktkonnektierbarer
wiederverwendbarer Sensor
für Erwachsene**

11171-000053 (2,4 m)

Rainbow direktkonnektierbare SpO₂-, SpCO-, SpMet-Patientensensoren



**Rainbow
direktkonnektierbarer
wiederverwendbarer Sensor
für Erwachsene**


11996-000335 (0,9 m)
11171-000032 (2,4 m)
11996-000336 (3,7 m)



**Rainbow
direktkonnektierbarer
wiederverwendbarer Sensor
für Kinder**

11996-000337 (0,9 m)
11171-000033 (2,4 m)
11996-000338 (3,7 m)

Weiteres Masimo-Zubehör



**Umgebungslichtschutz,
wiederverwendbar**

11171-000054 (5 Stck./Beutel)



**Umgebungslichtschutz,
Einwegartikel**

11171-000055 (10 Stck./Beutel)

Zubehör zur Pulsoximetrie-Überwachung

Adapter für Masimo zu Nellcor™



Rotes MNC-Kabel

Verbindet LIFEPAK 15 mit Nellcor
Patientensensor

11996-000365 (1,2 m)

11996-000366 (3,0 m)

SpO₂-Sensoren, kompatibel mit Adapter für Masimo zu Nellcor



DURASENSOR wiederverwendbarer Clip

11996-000060 (Erw.)

DURA-Y Multisite wiederverwendbarer Sensor

11996-000106 (> 1 kg)



Oxiband wiederverwendbarer Sensor

Mit 50 Einweghaftsensoren.

11996-000061 (Erw./Neo.)

11996-000062 (Kind/Kleink.)

Klebewickelband zum Einmalgebrauch (100er Pack)

In Kanada nicht erhältlich.

11996-000048 (Erw./Neo.)

11996-000049 (Kind/Kleink.)

Temperaturüberwachung

Kabel für Temperaturmessung



Adapterkabel für Temperaturmessung

11140-000079 (3,0 m)

11140-000078 (1,5 m)

Temperatursensoren



Sensoren, ösophageal-rektal

11996-000360 (9FR, 20 Stck./Pkg.)



Hautsensoren

11996-000359 (20 Stck./Pkg.)

Zubehör zur endexpiratorischen CO₂-Überwachung (EtCO₂)

Filterschläuche für intubierte Patienten

Zur einmaligen Patientenverwendung



FilterLine® SET

Einsatzbereiche: OP, EMS (Notfalldienst), ED (Notaufnahme), Rettungsdienst, Transport.

Erwachsene/Kinder

11996-000081 (25 Stck./Pkg., 200 cm)
11996-000164 (25 Stck./Pkg., 400 cm)



FilterLine H SET

Einsatzbereiche: Intensivversorgung, Befeuchtungsverfahren.

Erwachsene/Kinder

11996-000080 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Kleinkinder/Neugeborene

11996-000001 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Filterschläuche für nicht intubierte Patienten

Zur einmaligen Patientenverwendung



Smart CapnoLine® Plus

Einsatzbereiche: Sedierung bei Eingriffen, Verfahren am oberen GI-Trakt, MAC, RMS, BD, Rettungsdienst.

Erwachsene mit O₂

11996-000163 (25 Stck./Pkg., 200 cm)
11996-000167 (100 Stck./Pkg., 200 cm)
11996-000165 (25 Stck./Pkg., 400 cm)

Erwachsene ohne O₂

11996-000162 (25 Stck./Pkg., 200 cm)
11996-000166 (100 Stck./Pkg., 200 cm)



Smart CapnoLine

Einsatzbereiche: Sedierung bei Eingriffen, SMS, SD, Rettungsdienst.

Kinder mit O₂

11996-000128 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Kinder ohne O₂

11996-000120 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillator

Taschen und Halterungen



Standard-Tragetasche

Mit rechter und linker Seitentasche.
11577-00002

Schultergurt

11577-00001



Bethalterung

Nur zur Verwendung im Krankenhaus.
11996-000374

Oben aufliegende Tasche

Unterbringung von Sensoren und Elektroden; anstelle von Standard Paddle.
11220-000028

Rückentasche

Ideal für zusätzlichen Stauraum.
11260-000039

Kommunikationszubehör



Kabel vom LIFEPAK Monitor zum PC

Zum Anschließen des LIFEPAK 12 oder LIFEPAK 15 Monitors/Defibrillators an den PC.
11230-000020 (Seriell)
11996-000369 (USB)



Titan III Wireless Gateway

Zum Übertragen von Daten vom LIFEPAK 15 an das LIFENET® System oder CODE-STAT™ Datenanalysesoftware. Ein drahtloses Netzwerk ist notwendig.
21996-000115 (Wireless Gateway)
21996-000114 (Wireless, 3G + Voice Gateway)
21996-000116 (Wireless 3G Gateway)



3G Gateway

Zum Übertragen von Daten vom LIFEPAK 15 an das LIFENET® System oder CODE-STAT™ Datenanalysesoftware. Ein Datentarif ist notwendig.
21996-000087


Test- und Schulungsmaterialien



Patienten-Simulator (QUIK-COMBO)

Direktverbindung mit Ihrem LIFEPAK-Defibrillator zur sicheren Simulation von Kardioversion und elektrischer Erfassung. Erzeugt Kammerflimmern, Tachykardien und Bradykardien sowie ST-Segment- und T-Wellenveränderungen.

11996-000311 (12-Kanal)
11996-000310 (3-Kanal)



Defibrillator-Tester

Überprüft die Energieabgabe über Standard Hard Paddle. Neonleuchte zeigt die Energieabgabe an.

11998-000060



Lastprüfer

Zur Überprüfung des Therapiekabels. Verbindung zum QUIK-COMBO Therapiekabel am Defibrillator.

21330-001368 (Brasilianisch, Ungarisch, Portugiesisch, Polnisch, Rumänisch)

21330-001440 (Chinesisch, Tschechisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch)

21330-001366 (Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch)

21330-001367 (Niederländisch, Französisch (Kanada), Deutsch, Englisch (international), Italienisch, Spanisch)

21330-001365 (Englisch)

Schulungshilfsmittel



Betriebsvideo:

21330-001357 (Englisch - NTSC DVD)

Bedienungsanleitung:

26500-003978 (Englisch)

26500-003979 (Intl. Englisch)

26500-003980 (Deutsch)

26500-003981 (Italienisch)

26500-003982 (Französisch)

26500-003983 (Niederländisch)

26500-003984 (Spanisch)

26500-003985 (Portugiesisch, Portugal)

26500-003986 (Portugiesisch, Brasilien)

26500-003987 (Schwedisch)

26500-003988 (Dänisch)

26500-003989 (Finnisch)

26500-003990 (Norwegisch)

26500-003991 (Polnisch)

26500-003992 (Ungarisch)

26500-003993 (Tschechisch)

26500-003994 (Russisch)

26500-003995 (Koreanisch)

26500-003996 (Japanisch)

Bitte kontaktieren Sie Ihren Stryker Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter www.strykeremergencycare.com

Notfallversorgung

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen oder verwenden die folgenden Marken oder Dienstleistungsmarken oder haben diese beantragt: CODE-STAT, EDGE System, LIFEPAK, REDI-PAK, QUIK-COMBO, REDI-CHARGE, Stryker, TRUE-LOCK, Masimo, das Radical Logo, Rainbow und SET sind eingetragene Handelsmarken der Masimo Corporation. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder Inhaber.

Wenn ein Produkt, eine Funktion, ein Dienstleistungsname oder Logo in dieser Liste nicht genannt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Marken- oder sonstige geistige Eigentumsrechte von Stryker hinsichtlich dieses Namens oder Logos dar.

GDR 3302816_G
Copyright © 2020 Stryker



CE Class IIb (0123)

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Vertrieben von:

Dr. Homer Stryker Platz 1
Duisburg 47228
Germany
Tel +49 2065 837 0
Fax +49 2065 837 837