

Elastischer Kopfschnellverband

CAPLINE „BANDAGE“

Nach der Wundversorgung durch sterile oder unsterile Auflagen wird der elastische Kopfschnellverband in ganz einfacher Handhabung zur Fixierung der Auflagen angewendet. Der Kopfschnellverband ist eine zeit-sparende Kompaktlösung. Er wird wie eine Mütze übergezogen und bietet so eine optimale Fixierung. Ein Bändchen, das den Kopfschnellverband unter dem Kinn festhält, macht ein Verrutschen unmöglich. Gegenüber herkömmlichen Netzschlauchverbänden bietet dieser Schnellverband eine Optimierung und ist deshalb auch von nicht geschulten Personen leicht anzulegen.

Materialzusammensetzung:

62 % Polyester
20 % Elasthan
18 % Baumwolle

Einsatzbereiche:

Schnellversorgung von Unfallopfern mit Kopfverletzungen
Wundversorgung nach Operationen
Notfallambulanz

Artikelnummer

77-00-000	gelb	2 Streifen
77-01-300	blau	2 Streifen
77-02-700	grün	2 Streifen

Verpackungsaufmachung:

K025 25 Stk./Spenderbox

Kundenspezifische Verpackungsaufmachung ist möglich.

After the wound has been treated by sterile or insterile pads, the elastic quick-action head dressing is used for fixing the pad simply.

The quick-action head dressing is a time-saving compact solution. It is put on like a cap and thus provides an optimum fixing. A strip under the chin is keeping the quick action head dressing in position, making slipping impossible.

Contrary to traditional net hose dressings, this quick-action dressing provides an optimization and can be put on easily by untrained persons.

Material Composition:

62 % Polyester
20 % Elasthan
18 % Cotton

Area of Use:

Quick care of accident victims with head injuries
Wound treatment after operation
Emergency ambulance

Article number

77-00-000	yellow	2 stripes
77-01-300	blue	2 stripes
77-02-700	green	2 stripes

Packaging sizes:

K025 25 pcs./dispenser

Special customized packaging if desired.

Après l'administration de soins à la plaie à l'aide de revêtements stériles ou non, le bandage rapide élastique pour la tête est appliqué d'une façon très simple pour la fixation desdits revêtements.

Le bandage rapide pour la tête est une solution compacte permettant des économies de temps. Il se met sur la tête comme une casquette et offre ainsi une fixation optimale. Un petit ruban retenant le bandage sous le menton l'empêche de glisser.

A l'opposé des bandages tuyaux classiques, ce bandage rapide constitue une optimisation et se laisse appliquer facilement aussi par des personnes non formées.

Composition des matériaux:

62 % Polyester
20 % Élasthane
18 % Coton

Domaines d'application:

Soins rapides à donner aux victimes d'accidents blessés à la tête.
Soins de plaies après des opérations
Dispensaires d'urgence

Référence d'article

77-00-000	jaune	2 rayures
77-01-300	bleu	2 rayures
77-02-700	vert	2 rayures

Unité d'emballage:

K025 25 pièces/distributeur

Emballage spécial possible aussi en conditionnement propre.



Winkler Elastik
Inh. Hilda Winkler
In den Wiesen 5
D-51674 Wiehl
++49(0)2262-7299-0
++49(0)2262-7299-29 Fax
info@winkler-elastik.de
www.winkler-elastik.de



STANDARD
100

02.0.6247
Hohenstein

www.oeko-tex.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108612291



Elastischer Kopfschnellverband



CAPLINE
„BANDAGE“

