Periphere Arterienkatheter



Katheter zur peripheren arteriellen Drucküberwachung, mit Sicherheitspunktionskanüle seldisafe® speziell für die Punktion der A. radialis

Den bestmöglichen Schutz der Anwender vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr bieten Sicherheitsgeräte, deren Verwendung nach den Vorschriften der TRBA 250 verpflichtend ist.

- Katheter
- ► Sicherheitspunktionskanüle seldisafe®
- ► Sicherheitsguide mit gerader, flexibler Spitze
- ▶ totraumminimierte Zuleitung mit arteriellem autoflush®

octopus® mit arteriellem autoflush®

- ▶ Die druckfeste, totraumminimierte Zuleitung mit autoflush® verringert die Gefahr von Gefäßwandverletzungen durch die Verlagerung des Manipulationsortes weiter weg von der Kathetereintrittsstelle.
- ► Der auto**flush**® ist ein nadelfreies Konnektionssystem mit positivem Spülvolumen zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und Prävention von Katheterspitzen-
- ▶ Der auto**flush**® gewährleistet geringen Blutverlust beim Wechsel von Druckmess-Systemen und reduziert die Infektionsgefahr auf ein Minimum. Er dient als Verschluss, solange kein Druckmess-System konnektiert ist.





TRBA 250



Katheter			Guide		Einführkanüle			ArtNr.	V.E.
Ømm	G	Lcm	Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm		
0,6 x 0,9	20	8	0,5	20	0,9	20	38	115.598	20

