

Sekretbeutel

Dieser Beutel dient zum Auffangen von ausgeschiedenen Körperflüssigkeiten, wie z. B. Urin aus Blasenkathetern. Er muss nach dem Befüllen gewechselt werden, da er nicht entleert werden kann. Zusätzlich kann der Sekretbeutel nachts am UROSID® Beinbeutel befestigt werden.



Eigenschaften des Sekretbeutels:

- Rückflusssperre (NRV)
- Universal-Stufenkonnektor
- Frei von Naturkautschuklatex



Artikelnummer	Volumen (ml)	Schlauchlänge (cm)	Merkmal	Sterilität	VE (Stk.)
690515	1.500	90	Ohne NRV	Unsteril	200
690520	2.000	90	Ohne NRV	Unsteril	200
690615	1.500	90	Mit NRV	Steril (EO)	100
690620	2.000	90	Mit NRV	Steril (EO)	100

Zubehör

Urinbeutelhalter (unsteril)



Art.-Nr. 690010
Hergestellt aus Kunststoff

Artikelnummer	VE (Stk.)
6900x0	10



Art.-Nr. 690020
Hergestellt aus kunststoffbeschichtetem Metall



Art.-Nr. 690030
Hergestellt aus Kunststoff

Schlauch-Fixier-Klemme (unsteril)

Hilft Ihnen, den Schlauch des Urinbeutels am Bettlaken zu befestigen

Artikelnummer	VE (Stk.)
681050	50



Urinflasche und Urinflaschenhalter

Die Urinflasche eignet sich ideal, um bei bettlägerigen männlichen Patienten Urin zu sammeln. Die Urinflasche ist graduiert und hat ein Fassungsvermögen von 1.000 ml. Sie ist mit dem Urinflaschenhalter kompatibel.

Artikelnummer	VE (Stk.)
69005x	25



Art.-Nr. 690050 **Art.-Nr. 690055**