

Elektrodenzubehör

(Elektrodenspray, Elektrodencreme, Elektrodengel)

Es handelt sich um ein Kontaktmittel zur äußerlichen Anwendung und zur Übertragung von elektrischen Impulsen in der therapeutischen und diagnostischen Medizin. Überall dort zu verwenden, wo ein leitfähiges, unsteriles Kontaktmittel benötigt wird.

Das Kontaktmittel wird in der gewünschten Menge auf die zu untersuchende bzw. zu behandelnde Stelle aufgetragen. Nach Anbringung der Elektroden für EKG, EMG und EEG, kann mit der Untersuchung bzw. Behandlung begonnen werden.

Bereits geringe Mengen sind ausreichend, um das Ansaugen der Elektroden zu gewährleisten und die elektrischen Impulse zu leiten.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der Gello GmbH Geltechnik und der zuständigen Behörde.

Rev. 03/2020

GELLO® GmbH Geltechnik
Harmate 28
48683 Ahaus

Tel: +49 2561/9802-0
info@gello.de