


ComfortStar® - Anästhesie-Gesichtsmasken Verbrauchsmaterial und Zubehör

Patientenkomfort und Anwenderfreundlichkeit standen im Vordergrund bei der Entwicklung der Dräger Einweg-Anästhesie-Gesichtsmasken. Patientenkomfort wird durch die Tropfen- oder Rundform der Masken unterstützt, was eine anatomische Passform und effektive Abdichtung bietet. Rutschfeste Rippen und der flexible Maskenkörper ermöglichen den Anwendern einen einfachen und komfortablen Griff der Maske.



Produktvorteile

ComfortStar - Einweg-Anästhesie-Gesichtsmasken

Das aufblasbare Maskenkissen zusammen mit der Flexibilität der Maske ermöglichen den Anwendern einen komfortablen Griff. Die ComfortStar Masken Größen 4-6 haben zusätzlich in dem Maskenkörper eingearbeitete Rippen, die ein rutschfestes Halten der Maske ermöglichen.

Der transparente Maskenkörper macht die kontinuierliche Beobachtung des Zustandes des Patienten möglich. Alle Masken sind mit Hakenringen ausgestattet, die nach dem „Ampelprinzip“ farbkodiert sind. Kleinere Größen (0-1) haben rötliche, mittlere Größen (2-3) gelbliche und große Größen (4-6) grünliche Farben. Diese Farbkodierung der Hakenringe ermöglicht eine einfache Größenidentifikation. Kleine und große Kopfbänder für einfache und sichere Befestigung der Masken stehen zur Verfügung.

Eine mögliche Nebenwirkung, die bei Patienten auftritt, die einen chirurgischen Eingriff unter Narkose erleben, ist die Postoperative Übelkeit und Erbrechen (PONV). PONV verzögert oft die Erholung des Patienten. Untersuchungen haben gezeigt, dass Aromen diese mögliche Nebenwirkung mildern können¹⁾.

Die ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmasken mit verschiedenen Düften bieten alle Vorteile der ComfortStar Standard- Masken haben aber zusätzliche Aromen. Sie sind verfügbar mit Erdbeer- oder Kaugummiduft in Größen 1-4 und mit Pfefferminzduft in Größen 3-6.

Ein passendes Farbschema sorgt für optische Stimulation und soll präoperative Ängste bei den Patienten verringern.

¹⁾ Quelle: Anderson, L.A., Gross, J.B.: Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective in relieving postoperative nausea, 2004, in: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol. 39, No 1, 29-55

Kompatibilität

Alle ComfortStar Masken sind mit den Dräger Anästhesiegeräten kompatibel.

Bestellinformationen

Beschreibung	Packungsgröße	Bestell Nr.
ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Standard, mit Hakenring		
Größe 0, Frühgeborene	20 Stück	MP01510
Größe 1, Neugeborene	20 Stück	MP01511
Größe 2, Säuglinge	20 Stück	MP01512
Größe 3, Kleinkind	20 Stück	MP01513
Größe 4, Klein Erwachsene	20 Stück	MP01514
Größe 5, Mittel Erwachsene	20 Stück	MP01515
Größe 6, Groß Erwachsene	20 Stück	MP01516
ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Erdbeerduft, mit Hakenring		
Größe 1, Neugeborene	20 Stück	MP01521
Größe 2, Säuglinge	20 Stück	MP01522
Größe 3, Kleinkind	20 Stück	MP01523
Größe 4, Klein Erwachsene	20 Stück	MP01524
ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Kaugummiduft, mit Hakenring		
Größe 1, Neugeborene	20 Stück	MP01531
Größe 2, Säuglinge	20 Stück	MP01532
Größe 3, Kleinkind	20 Stück	MP01533
Größe 4, Klein Erwachsene	20 Stück	MP01534
ComfortStar Anästhesie-Gesichtsmaske, Einweg, Pfefferminzduft, mit Hakenring		
Größe 3, Kleinkind	20 Stück	MP01543
Größe 4, Klein Erwachsene	20 Stück	MP01544
Größe 5, Mittel Erwachsene	20 Stück	MP01545
Größe 6, Groß Erwachsene	20 Stück	MP01546
Kopfband, Silikon, wiederverwendbar		
klein	1 Stück	MP01557
groß	1 Stück	MP01558
Kopfband, weicher Stoff, Einweg		
klein	1 Stück	MP01559
groß	1 Stück	MP01560
Kopfband, weiches Gummi, Einweg		
klein	1 Stück	MP01561
groß	1 Stück	MP01562
Zweiseitiger Pumpball für Luftregulierung	1 Stück	MP01590

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

