


## O<sub>2</sub>Star™ – Zubehör für Sauerstofftherapie Verbrauchsmaterial und Zubehör

Ein umfangreiches Zubehör für die Sauerstofftherapie, das Patienten wie Pflegekräften Qualität und Komfort bietet.



## Produktvorteile

---

### Luftsauerstoff

Raumluft enthält etwa 21 % Sauerstoff. Normalerweise ist das für einen Menschen ausreichend, um durch normale Atmung eine ausreichende Sauerstoffzufuhr aufrechtzuerhalten.

---

### Behandlung von Hypoxie

Allerdings haben einige Krankheiten aus verschiedenen Gründen eine Sauerstoffunterversorgung des Körpergewebes (Hypoxie) zur Folge. In vielen Fällen kann dies durch die Zufuhr von Sauerstoff in einer höheren Konzentration als in der Umgebungsluft therapiert werden. Zudem wird die Sauerstoffanwendung oft während oder nach operativen Eingriffen eingesetzt.

---

### Spezialisierte Therapie

Sauerstoff kann dem Patienten über eine Nasenbrille (Prong), eine Gesichtsmaske, ein Gesichtszelt oder eine Tracheostomie-maske zugeführt werden. Dräger bietet ein umfassendes Angebot von Produkten für die Sauerstoffzufuhr für verschiedene Anwendungen an, jedes genau passend für die Behandlung, die dem Patienten den optimalen Therapieerfolg sichert.

---

### Nasenbrillen

Das Angebot von O<sub>2</sub>Star Nasenbrillen bei Dräger umfasst vier verschiedene Prong-Typen: gerade, gebogen, trichterförmig und gebogen-trichterförmig. Jede ist in vier verschiedenen Größen (S, M, L und XL) erhältlich. Das „Über-dem-Ohr“-Design stellt die richtige Positionierung der weichen nasalen Prongs sicher und bietet gleichzeitig völlige Bewegungsfreiheit. Der zugehörige Sauerstoffschlauch verfügt über ein sternförmiges Lumen-Design, das den Sauerstofffluss auch bei abgelenktem Schlauch sicherstellt.

---

### Gesichtsmasken

Die Form der O<sub>2</sub>Star-Gesichtsmaske bietet mehr Komfort und schließt dicht ab. Das geringe Gewicht und das breite elastische Band verhindern ein Verrutschen der Maske im Gesicht. Die Bänder sind an den Enden verstärkt, um das Durchrutschen durch die Maske zu verhindern. Diese Gesichtsmasken sind in zwei Größen erhältlich: Small (S) und Medium/Large (M/L).

---

### Weitere Sauerstofftherapie-Produkte

Das Dräger-O<sub>2</sub>Star-Produktportfolio umfasst Venturi-Maskensets mit sechs festen Venturi-Ventilen oder einem einstellbaren Venturi-Ventil. Beide Venturi-Maskensets sind in den Größen S und M/L erhältlich. Gesichtszelte und Tracheostomiemasken in zwei Größen (S und M/L) vervollständigen das Produktportfolio. Zusätzliches Zubehör wie Sauerstoffschläuche und verschiedene Verbindungen sind ebenfalls erhältlich. Sie bieten eine sichere Verbindung zu Sauerstoffschläuchen oder Beatmungssystemen.

## Produktvorteile

---

### **Farbcodiert und leicht**

Das O<sub>2</sub>Star-Produktportfolio führt das Ampel-Farbcodierungsprinzip weiter, das von anderen Träger-Einwegmasken bekannt ist. Die Produktlabels sind farbcodiert; kleinere Größen sind rot, mittlere Größen gelb und große Größen grün. Dieser Ansatz erleichtert die Größenbestimmung, auch aus der Entfernung. Die leichte, transparente Verpackung ist markiert und kann schnell und einfach geöffnet werden. Alle Materialien sind hitzebeständig und das komplette Portfolio ist frei von gesundheitsgefährdenden Weichmachern (DEHP-frei) und frei von Kautschuck. Die Sauerstoffgesichtsmasken sind PVC-frei.

## Bestellinformationen

BESCHREIBUNG	PACKUNGSEINHEIT	BESTELNR.
O <sub>2</sub> Star™ Nicht-Rückatemsauerstoffmaske mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, M/L	50	MP01920
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoffmaske für mittlere Konzentration mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, M/L	50	MP01921
O <sub>2</sub> Star™ Venturi-Maskenset, einstellbares Venturi-Ventil, Einweg, M/L	25	MP01922
O <sub>2</sub> Star™ Venturi-Maskenset, festes Venturi-Ventil, Einweg, M/L	25	MP01923
O <sub>2</sub> Star™ Tracheostomiaske, Einweg, M/L	50	MP01924
O <sub>2</sub> Star™ Gesichtszelt, Einweg, M/L	50	MP01925
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff und Aerosolmaske mit 22 mm AD (Beatmungsschlauchanschluss), Einweg, M/L	50	MP01926
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoffverbindungsschlauch, 2,1 m, Einweg	25	MP01927
O <sub>2</sub> Star™ Venturi-Ventilset, 6 feste Venturi-Ventile, Einweg	5	MP01928
O <sub>2</sub> Star™ Einstellbares Venturi-Ventil, Einweg	5	MP01929
O <sub>2</sub> Star™ Nicht-Rückatemsauerstoffmaske mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, S	50	MP01930
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoffmaske für mittlere Konzentration mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, S	50	MP01931
O <sub>2</sub> Star™ Tracheostomiaske, Einweg, S	50	MP01932
O <sub>2</sub> Star™ Gesichtszelt, Einweg, S	50	MP01933
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff und Aerosolmaske mit 22 mm AD Beatmungsschlauchanschluss, Einweg, S	50	MP01934
O <sub>2</sub> Star™ Venturi-Maskenset, einstellbares Venturi-Ventil, Einweg, S	25	MP01935
O <sub>2</sub> Star™ Venturi-Maskenset, festes Venturi-Ventil, Einweg, S	25	MP01936
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gerade mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, S	50	MP01920
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gerade mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, M	50	MP02921
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gerade mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, L	50	MP02922
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gerade mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, XL	50	MP02923
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gebogen mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, S	50	MP02924
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gebogen mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, M	50	MP02925

## Bestellinformationen

O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gebogen mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, L	50	MP02926
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gebogen mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, XL	50	MP02927
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille trichterförmig mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, S	50	MP02928
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille trichterförmig mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, M	50	MP02929
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille trichterförmig mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, L	50	MP02930
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille trichterförmig mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, XL	50	MP02931
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gebogen-trichterförmig mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, S	50	MP02932
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gebogen-trichterförmig mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, M	50	MP02933
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gebogen-trichterförmig mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, L	50	MP02934
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoff-Nasenbrille gebogen-trichterförmig mit Verbindungsschlauch 2,1 m, Einweg, XL	50	MP02935
O <sub>2</sub> Star™ Anschlusset: 6 mm AD / 22 mm AD + 6 mm AD / 22 mm ID mit Verbindungsschlauch, Einweg	5	MP02940
O <sub>2</sub> Star™ Anschlusset für Beatmungssystem für Aquapor, Einweg	5	MP02941
O <sub>2</sub> Star™ Anschluss, 22 mm ID / 22 mm ID, Einweg	5	MP02942
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoffverbindungsschlauch, 4 m, Einweg	25	MP01943
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoffverbindungsschlauch, 2,1 m mit 9/16"-Anschluss, Einweg	25	MP01944
O <sub>2</sub> Star™ Sauerstoffverbindungsschlauch, 4 m mit 9/16"-Anschluss, Einweg	25	MP01945
O <sub>2</sub> Star™ Demo-Packung Zubehör für Sauerstofftherapie inkl. Maske, Nasenbrille, Verbindungsschlauch	5	MP01946

## Notizen

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Hersteller:**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Medical  
Deutschland GmbH  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck  
Tel 0800 882 882 0  
Fax 0451 882 720 02  
[dsc@draeger.com](mailto:dsc@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 04 0  
Fax +43 1 699 45 97  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebfeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner  
vor Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

