



GLIDESCOPE SPECTRUM

Einweg-Videolaryngoskope

GLIDESCOPE SPECTRUM

EINWEG-VIDEOLARYNGOSKOPE

Einmalgebrauch ohne jeden Kompromiss

Die GlideScope® Spectrum™-Einweg-Videolaryngoskope sind mit den modernsten Beleuchtungs- und Kameratechnologien ausgestattet, um schnelle Intubationen über ein breites Spektrum von Patiententypen und klinischen Umgebungen hinweg zu ermöglichen. Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von hyperangulierten und geraden Spateln.



Nur GlideScope bietet ein komplettes Sortiment von Einweg-Videolaryngoskopen.



Für den Einmalgebrauch

Minimieren Sie das Risiko von Kreuzkontaminationen durch die Verwendung von Einweg-Videolaryngoskopen.



Breites Portfolio

Wählen Sie aus einem kompletten Sortiment von abgewinkelten und geraden Spateln.



Effizienter Workflow

Verwenden Sie ein einziges Kabel für alle Spectrum-Videolaryngoskope. Verkürzt die Spatel-Wechselzeit um 60 %.*

* Im Vergleich zum GlideScope AVL-Einwegsystem, wenn zwischen den Größen 1, 2 zu 3, 4 gewechselt wird

TYPISCHE MERKMALE



Flache Bauweise

bis zu 21 % dünner[†] für bessere Manövrierbarkeit und mehr Platz zum Arbeiten

Typische GlideScope-Spatelangulation

verringert die auf den Patienten einwirkenden Hebekräfte um 55 % und verbessert die Sicht auf die Glottis[‡]



Miller-Spatel

wurden für die direkte und indirekte Sicht entwickelt



DirectView™ MAC-Spatel

wurden für die direkte und indirekte Sicht entwickelt

Antibeschlagfunktion

verhindert das Beschlagen der Linse

[†]Vergleich der Höhe an der Kamera zwischen LoPro S3 und dem GVL® 3 Stat

[‡]Measurement of forces applied during Macintosh direct laryngoscopy compared with GlideScope video laryngoscopy.

Russell T, Khan S, Elman J, Katznelson R, Cooper RM. Anaesthesia. 2012 Jun;67(6):626-31. doi: 10.1111/j.1365-2044.2012.07087.x. Epub 2012 Feb 21.



Dynamic Light Control®

Optimiert die Bildqualität und Helligkeit an den Stimmbändern.



Ambient Light Reduction®

Verringert übermäßige Lichtreflexion durch den Wegfall von Spatelabdeckungen aus Kunststoff.



Kompatibilität

Mit GlideScope® Core™ und GlideScope® Go™ kompatibel.

Für die gleichzeitige Nutzung ausgelegt

Spectrum™-Einweg-Videolaryngoskope sind mit dem GlideScope® Core™-Atemwegs-Visualisierungssystem und dem tragbaren GlideScope® Go™-Videomonitor kompatibel. GlideScope bietet Kompatibilität und Flexibilität für Ihren Videolaryngoskopie-Bedarf.



GlideScope Core mit Premium-Workstation

GlideScope Core ist das umfangreichste und flexibelste Atemwegs-Visualisierungssystem für die Videolaryngoskopie, Bronchoskopie und für multimodale Atemwegsverfahren.



GlideScope Go mit Spectrum LoPro S2

Dieser tragbare Videomonitor ist mit den Spectrum-Einweg-Videolaryngoskopen kompatibel und eignet sich ideal für hoch ausgelastete Rettungsdienste und mobile Pflegeteams.



GlideScope-Videomonitor mit Spectrum LoPro S3

Dieser digitale Farbmonitor bietet benutzerfreundliche Funktionen wie die Aufzeichnung in Echtzeit und ein integriertes Lernprogramm sowie die Möglichkeit zum Anschließen eines externen Monitors.

WEITERE INFORMATIONEN:
GlideScopeSpectrum.com

Die CE-Kennzeichnung für das GlideScope® BFlex™ ist ausstehend.