



Geschlossene Absaugung beim Patienten

Geschlossene Absaugung

Im Klinikalltag ergeben sich verschiedene Probleme bei der Langzeitbeatmung. Um die Beatmung für Patient und Pflegepersonal besonders sicher und hygienisch zu gestalten haben wir das geschlossene Absaugsystem OptiFlo entwickelt.

Optimale Sicherheit & Infektionsprophylaxe

Die geschlossene Absaugung minimiert die Gefahren von kardialen und pulmonalen Komplikationen. Ausserdem bringt der OptiFlo zahlreiche Eigenschaften zur Infektionsprophylaxe und Vereinfachung der Pflege mit sich.

Häufig ergibt sich durch die lange Verweildauer von 48 Stunden eine Kostenreduktion für Ihr Krankenhaus.



Sofort bereit zum Einsatz

- Kostenreduktion durch Verweildauer von 48 Stunden
- Mehr Hygiene durch antibakterielles Kathetermaterial



Doppel Swivel-Konnektor





Atraumatische Katheterspitze





Sekretsichtglas






Säuglinge, Y-Konnektor

	Größe	Länge	REF	PZN
	CH 05	31 cm	43.004.60.050	0758257
	CH 06	31 cm	43.004.60.060	0758263




Kinder, Y-Konnektor

	Größe	Länge	REF	PZN
	CH 07	31 cm	43.004.60.070	6147276
	CH 08	31 cm	43.004.60.080	0758286




Erwachsene

	Größe	Länge	REF	PZN
	CH 10	54 cm	43.004.60.100	0758292
	CH 12	54 cm	43.004.60.120	0758317
	CH 14	54 cm	43.004.60.140	0758232
	CH 16	54 cm	43.004.60.160	0758352
	CH 18	54 cm	43.004.60.180	2755777

Erwachsene, extralange Ausführung

	Größe	Länge	REF	PZN
	CH 12	60 cm	43.004.66.120	2070275
	CH 14	60 cm	43.004.66.140	0778484
	CH 16	60 cm	43.004.66.160	2726681

Erwachsene, tracheotomierte Patienten

	Größe	Länge	REF	PZN
	CH 12	34 cm	43.004.60.121	0778478
	CH 14	34 cm	43.004.60.141	0758369
	CH 16	34 cm	43.004.60.161	1045588

Vorteile auf einen Blick

- keine Diskonnektion des Tubus
- kontinuierliche Beatmung
- kein PEEP-Verlust
- kein Sättigungsabfall
- Sekretkontrolle
- Verminderung von Hirndruckanstieg
- bessere Patiententoleranz
- extraweiche Softhülle
- **Wechselintervall 48 Stunden**
- **DEHP-frei**