




Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1 - 3
47533 Kleve, Deutschland
-

Tel: +49 (0)2821-7510-0
Fax: +49 (0)2821 7510-7802
www.medline.com/de



Technisches Datenblatt

Vorgefüllte Spülspritze

Artikelnummer(n)

Artikelnummer	Beschreibung	Pack-Faktor
CATHEFLUSH3ML	5ml Spritze - 3ml Kochsalzfüllvolumen	360 Stück pro Karton 30 Stück/Box
CATHEFLUSH5ML	5ml Spritze - 5ml Kochsalzfüllvolumen	360 Stück pro Karton 30 Stück/Box
CATHEFLUSH10ML	10 ml Spritze - 10 ml Kochsalzlösung	360 Stück pro Karton 30 Stück/Box

Beschreibung

Vorgefüllte Spülspritzen sind für die Spülung von IV-Kathetern geeignet. Jede Spritze besteht aus einem Zylinder, einem Kolben, einer Kolbendichtung, einer Schutzkappe und ihrem Inhalt aus 0,9%igem Natriumchlorid zur Injektion. Es handelt sich um eine Luer-Lock-Spritze, und das Produkt enthält keine Nadel.

Vorgefüllte Spülspritzen können in drei Modelle und Spezifikationen unterteilt werden: 3mL, 5mL und 10mL entsprechend dem Volumen der vorgefüllten 0,9%igen Natriumchlorid-Injektion. Alle Größen der vorgefüllten Spritzen (3 ml, 5 ml und 10 ml) haben einen gemeinsamen Zylinderdurchmesser (wie eine 10-ml-Spritze) und ihre maximale Ladekapazität beträgt 6 ml und 11 ml.

Basismaterialien

Spritze (Zylinder und Kolben) : Polypropylen
Kolbendichtung: Bromiertes Butyl
Schmiermittel: Silikonöl (im Fass)
Spritzenkappe : Polypropylen
Salzlösung 0,9% NaCl (Natriumchlorid) pH 4,5-7 ; OP 260-320mOsmol/kg

Verpackung

Einzelne Blistereinheit; 12 Schachteln pro Karton

Hersteller

Jiangsu Embrace Science & Technology Development Co, Ltd.
29-2 Yingbin Road, Huai'an Economic and Technological Development Zone Huai'an, Jiangsu,
223001, PR of China

Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie (EU) 217/745
MPG Klasse: IIa

Sonstige Angaben

Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.

ISO7886:1
ISO594-2

© 2023 Medline Industries LP oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten
TDS_Vorgefüllte Spülspritze_CATHEFLUSHxML_DE01
Aufbewahrungsfrist: Endet mit Auslauf des Produktes
und seines Supports



Revision: 9
Dokumententitel: FINI.441 - Technical sheet
Dokumentnummer: EU1-00004-F-00025