

Technisches Datenblatt
Staubschutzbeutel mit Selbstklebeverschluss
3FSSV510102 - 106, 3FSSV510110 - 116

Artikel-Nr.: 3FSSV510102, 3FSSV510106, 3FSSV510110, 3FSSV510112, 3FSSV510114, 3FSSV510116	Revision Nr.: 0
Datum: 26.01.2024	Seite: 1 von 1

Einsatzzweck: Schutzverpackung für Sterilbarrieresysteme.
Lager- und Transportverpackung für Sterilgüter.
Staubschutzbeutel von stericlin® sind zuverlässige Schutzverpackungen für Sterilgüter und Sterilbarrieresysteme bei Transport und Lagerung. Sie verlängern die mögliche Lagerfrist von sterilen Medizinprodukten.

Material: PE-LD/PE-MD mit Antistatikum und Gleitmittel, Kleber (Adhäsionsverschluss)

Spezifizierung:

<u>Artikel-Nr.:</u>	<u>Format (cm):</u>	<u>Dicke (µm):</u>	<u>Kartoninhalt (Stück):</u>
3FSSV510102	20 x 30	60	1.000
3FSSV510106	25 x 40	60	500
3FSSV510110	30 x 50	60	500
3FSSV510112	42 x 70	60	500
3FSSV510114	60 x 50	60	100
3FSSV510116	60 x 75	60	100

Normenverweis: n/a

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Karton in geschlossenen Räumen bei 35 bis 50% Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur von 15 bis 25°C.
vor Sonnenlicht schützen / trocken aufbewahren

Inhaltsstoffe: Unser Produkt enthält kein PVC, Naturlatex, Naturkautschuk, Bisphenol A, TSE/BSE Risikomaterialien, SVHC Substanzen und Phthalate als Rezepturbestandteil.
Wir bestätigen, dass die Konzentration bei Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom (VI) in Produkten, Verpackungen oder Verpackungskomponenten kumulativ nicht den Wert von 100 ppm überschreitet.

Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den üblichen Verfahrensschwankungen unterliegen. Sie befreien nicht von einer eigenen Validierung und Funktionsprüfung.